



ROLLATOR 4 ROUES - FAUTEUIL DE TRANSFERT GLIDE 2 EN 1 (MOBIO)

UGS: 20165

699.00 CHF – 955.00 CHF Plage de prix :
699.00 CHF à 955.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 10,8 kg
- Charge maximale utilisateur : 136 kg
- Longueur : 71,5 cm
- Largeur : 64 cm
- Largeur plié : 26,5 cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Profondeur d'assise : 30 cm
- Hauteur d'assise : 50 cm
- Hauteur des poignées : 83 à 99,5 cm
- Diamètre des roues : 20 cm à l'avant / 30 cm à l'arrière
- Structure : aluminium
- Livré avec sac et sangle dorsale

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

DÉAMBULATEUR ET FAUTEUIL DE TRANSFERT GLIDE 2 EN 1 – CONTINUEZ À SORTIR SANS CRAINDRE LA FATIGUE

Le **Glide 2 en 1** révolutionne la mobilité en combinant dans un seul équipement un **rollator confortable pour marcher en toute autonomie** et un **fauteuil de transfert permettant d'être poussé immédiatement par un proche ou un aidant**.

Plus besoin de choisir entre un déambulateur ou un fauteuil roulant. Avec le Glide, vous pouvez marcher aussi longtemps que vous le souhaitez et, lorsque la fatigue se fait sentir, passer en quelques secondes en mode fauteuil pour poursuivre votre sortie en toute sérénité.

Le Glide vous offre une liberté que peu d'aides à la mobilité sont capables de proposer.

□ POURQUOI CHOISIR LE GLIDE 2 EN 1 ?

- **Déambulateur et fauteuil de transfert réunis dans un seul produit**
- Transformation instantanée sans outil

- Passage du mode marche au mode fauteuil en quelques secondes
- Confort optimal pour l'utilisateur et l'aidant
- Assise moelleuse avec dossier confortable
- Grandes roues arrière pour un meilleur confort de roulage
- Poignées intelligentes spécialement conçues pour la poussée
- Structure robuste en aluminium
- Sac de rangement inclus
- Sangle dorsale incluse
- Design élégant récompensé

MARCHEZ LORSQUE VOUS LE SOUHAITEZ. REPOSEZ-VOUS LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN.

Le principal avantage du Glide est sa capacité à s'adapter à votre niveau d'énergie.

Vous pouvez l'utiliser comme un déambulateur classique pour conserver votre autonomie et votre activité physique. Puis, dès que la fatigue apparaît, il se transforme rapidement en fauteuil de transfert confortable afin qu'un proche puisse vous accompagner jusqu'à votre destination ou votre domicile.

Cette polyvalence est particulièrement appréciée lors :

- des promenades en ville
- des visites médicales
- des sorties en famille
- des voyages
- des vacances
- des journées où l'endurance est plus limitée

UNE TRANSFORMATION SIMPLE ET RAPIDE

Grâce à son ingénieux système **Pin-In / Pin-Out**, le Glide passe du mode déambulateur au mode fauteuil de transfert sans démontage complexe ni outil.

Les repose-pieds se déploient rapidement et la sangle dorsale pivote pour créer un véritable fauteuil de transfert stable et confortable.

PENSÉ AUSSI POUR LES AIDANTS

Contrairement à de nombreux modèles concurrents, le Glide a été conçu pour faciliter la vie de la personne qui pousse.

Ses poignées arrière peuvent être inclinées afin d'améliorer la posture de l'aidant et de limiter les risques de contact avec le dos de l'utilisateur ou avec les roues arrière lors des déplacements.

Le résultat : une poussée plus confortable, plus naturelle et plus sécurisante.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Sac de rangement
- Sangle dorsale confortable
- Repose-pieds intégrés
- Freins avec fonction parking
- Passage instantané en mode fauteuil

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Porte-canne (UGS.20087)
- Porte gobelet (UGS.20088)
- Ceinture de sécurité (UGS20089)
- Parapluie (UGS.20090)

LE GLIDE 2 EN 1 : UNE NOUVELLE FAÇON DE RESTER LIBRE

Parce que l'objectif n'est pas seulement de marcher. C'est de continuer à sortir, profiter de sa famille, voyager et garder le contrôle de ses déplacements en toute confiance.

LIVRAISON PARTOUT EN SUISSE

Le **Rollator - Fauteuil de transfert Glide 2 en 1 (Mobio)** est livré prêt à l'emploi et constitue une solution idéale pour les personnes recherchant un déambulateur léger, confortable et élégant pour leurs déplacements quotidiens.

https://youtu.be/wVAAVs_mhcQ?si=NNoG1HY4OnP-Q1Gq

SKU	Price	Description	Couleur	Ceinture	Porte-canne	Porte-gobelet	Parapluie
20165	699.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	838.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	738.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	877.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	738.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	877.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	777.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	916.00 CHF TVA incluse		Vert	Sans ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	738.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	877.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	777.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	916.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	777.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	916.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	816.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	955.00 CHF TVA incluse		Vert	Avec ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	699.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	838.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	738.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	877.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	738.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	877.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	777.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	916.00 CHF TVA incluse		Noir	Sans ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	738.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	877.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	777.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	916.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Sans Porte-canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	777.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	916.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Avec Porte canne	Sans Porte-gobelet	Avec parapluie
20165	816.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Sans Parapluie
20165	955.00 CHF TVA incluse		Noir	Avec ceinture	Avec Porte canne	Avec Porte-gobelet	Avec parapluie

