



ROLLATOR 2 ROUES LÉGER AVEC ASSISE RÉGLABLE ET DOSSIER

UGS: 20120

159.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur hors tout : **52 à 57 cm**
- Profondeur hors tout : **59 à 65 cm**
- Hauteur totale : **80 à 97 cm**
- Réglage en hauteur des poignées : **6 positions**
- Largeur de passage : **42,5 cm**
- Largeur d'assise : **36 cm**
- Profondeur d'assise : **24 cm**
- Hauteur d'assise : **47 à 54 cm**
- Réglage de l'assise : **4 positions**
- Diamètre des roues avant : **15 cm**
- Roues avant : souples, non marquantes
- Pieds arrière : compatibles avec UGS.20030 patins (paire)
- Poids du rollator : **5,9 kg**
- Poids maximum utilisateur : **136 kg**
- Charge maximale du sac : **5 kg**
- Dossier : capitonné et relevable
- Disponible en 2 coloris : Blanc nacré et Orange
- Garantie fabricant : **2 ans**

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 2 ou 3 roues](#)

ROLLATOR 2 ROUES NÉO-CLASSIC (IDENTITÉS) – CONFORT ET SÉCURITÉ À DOMICILE

Le **Rollator Neo Classic d'Identités** est une aide à la marche légère et compacte conçue pour une utilisation aussi bien **à l'intérieur qu'à l'extérieur**. Son châssis aux tubes ovales lui apporte un aspect moderne tout en conservant un poids contenu de seulement **5,9 kg**.

Il est équipé d'une **assise large avec poignée de transport** et d'un **dossier capitonné relevable**, permettant à l'utilisateur de s'accorder de courtes pauses pendant ses déplacements. Un sac en mesh amovible est placé sous l'assise pour transporter facilement les effets personnels.

Le Neo Classic se distingue également par ses **deux roues avant souples de 15 cm non marquantes**. La position des roues avant peut être orientée vers l'intérieur ou l'extérieur afin d'adapter l'encombrement du rollator, notamment pour les passages plus étroits.

La hauteur des poignées est réglable afin de s'adapter à la taille de l'utilisateur. La **hauteur d'assise peut également être réglée de 47 à 54 cm sur 4 positions**, ce qui constitue un avantage intéressant pour adapter le rollator à différentes morphologies.

Son système de pliage est particulièrement simple : il suffit de relever l'assise pour replier le rollator et faciliter son rangement ou son transport.

☐ Points forts :

- Pliable pour un rangement et un transport faciles
- Dossier amovible confortable
- Assise réglable en hauteur sur 4 positions : 47 à 54cm
- Sac en Mesh amovible, sous l'assise
- Structure légère et stable

Disponible en **blanc nacré** ou **orange**.

Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !

<https://youtu.be/8Kzwx0aTTIY>

SKU

20120-1

20120-2

Price

159.00 CHF TVA incluse

159.00 CHF TVA incluse

Description

Couleur

Blanc nacré

Orange

