



ROLLATOR PARAPLUIE NEO POP ULTRA-LÉGER 2 ROUES – IDENTITÉS

UGS: 20126

139.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure : **aluminium anodisé gris anthracite**
- Appuis arrière : **2 patins glissants**
- Poignées : mousse souple et anatomique
- Hauteur des poignées : **83,5 à 101 cm**
- Réglage en hauteur : **5 positions**
- Largeur hors tout : **63 cm**
- Profondeur hors tout : **60 cm**
- Largeur entre les poignées : **40 cm**
- Distance entre les pieds : **57 cm**
- Dimensions repliées : **17 × 13 × 91,5 cm**
- Poids : **3,2 kg**
- Poids maximum utilisateur : **130 kg**
- Pliable : **Type parapluie**
- Garantie fabricant : **2 ans**

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 2 ou 3 roues](#)

ROLLATOR PARAPLUIE NEO POP ULTRA-LÉGER 2 ROUES (IDENTITÉS)

Le **Rollator parapluie Neo Pop d'Identités** est une aide à la marche ultra-légère conçue pour les personnes recherchant un déambulateur simple, maniable et surtout **très compact une fois replié**.

Sa structure en **aluminium anodisé gris anthracite** ne pèse que **3,2 kg**, tout en supportant un utilisateur jusqu'à **130 kg**. Il est équipé de deux roues avant de **15 cm** et de deux patins arrière glissants permettant d'accompagner la marche tout en conservant un appui stable.

Son principal avantage réside dans son **système de pliage type parapluie**. Les deux côtés du rollator se rapprochent pour obtenir un encombrement particulièrement réduit de seulement **17 × 13 cm au sol pour 91,5 cm de hauteur**. Il peut ainsi être facilement rangé dans un coffre de voiture ou dans un espace restreint.

Les poignées en mousse, souples et anatomiques, offrent une prise en main confortable. Leur hauteur est réglable sur **5 positions, de 83,5 à 101 cm**, afin d'adapter le rollator à la taille de

l'utilisateur.

☐ Points forts :

- **Ultra-léger : seulement 3,2 kg**
- Pliage parapluie particulièrement compact
- Dimensions repliées : seulement **17 × 13 × 91,5 cm**
- Structure légère et résistante en aluminium
- Hauteur des poignées réglable sur 5 positions
- Facile à transporter et à ranger dans un coffre
- Charge maximale utilisateur : **130 kg**

Une aide à la marche pratique et peu encombrante

Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide en Suisse !

