

ROLLATOR PLIANT 4 ROUES QUAVA

UGS: 20144

380.00 CHF TVA incluse



SPÉCIFICATIONS

- Hauteur d'assise: 54cm
- Largeur d'assise: 45cm
- Largeur totale: 65.5cm
- Largeur totale plié: 28cm
- Longueur totale: 71cm
- Profondeur assise: 22.5cm
- Hauteur réglable poignées: 81 à 95.5cm
- Largeur entre poignées: 49cm
- Poids maxi dans panier: 5kg
- Pente maxi: 8.5°
- Matériaux: aluminium
- Poids: 7.7kg
- Poids maxi utilisateur: 136kg

Categories: [2. Mobilité](#), [Rollator à 4 roues](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le Quava est un rollator 4 roues léger et pliable. Facile à transporter, il est équipé d'un frein multifonctions et d'un grand panier de série.

Comme vous le constaterez, le rollator QUAVA est pliable et prend que très peu de place une fois replié : 280mm tout au plus. Le pliage est d'une grande simplicité et cela se fait sans effort de votre part.

Son rayon de rotation est de 89cm, ce qui fait qu'il est adapté à tous les petits espaces, au marché, au domicile, ou tout autre endroit exigüe.

