



SCOOTER ÉLECTRIQUE CARPO 2 XD SE – VERMEIREN – 10 KM/H - 750W

UGS: 20202

5'620.00 CHF Le prix initial était :

5'620.00 CHF. 4'899.00 CHF Le prix actuel est :
4'899.00 CHF. TVA incluse

Offre spéciale sur stock disponible – 2 produits unique de COULEUR BEIGE, produits neuf issu de notre stock dans la limite du stock restant. Prix de vente TTC, Hors frais de livraison et de mise en service. Il faut compter un délai de livraison d'environ 1 semaine. Pour plus d'information merci de nous contacter. Quantité limitée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Type** : scooter électrique extérieur à quatre roues
- **Vitesse maximale** : 10 km/h
- **Autonomie maximale annoncée** : jusqu'à 57 km
- **Puissance du moteur** : 750 W
- **Batteries** : 2 × 12 V – 80 Ah
- **Charge maximale utilisateur** : 150 kg
- **Poids total** : 144 kg
- **Longueur totale** : 1 535 mm
- **Largeur totale** : 660 mm
- **Hauteur totale** : 1 390 mm
- **Hauteur d'assise** : réglable de 480 à 555 mm
- **Giration** : 4 020 mm
- **Siège** : pivotant et réglable
- **Appui-tête** : amovible
- **Accoudoirs** : réglables en hauteur et en largeur
- **Éclairage** : feux avant et arrière avec clignotants
- **Tableau de bord** : écran LCD
- **Connexion** : prise USB pour smartphone
- **Panier avant** : détachable

- **Coloris disponibles :** Beige

Categories: [2. Mobilité](#), [Scooter](#)

Promotion sur 2 produits unique de COULEUR BEIGE, produits neufs issus de notre stock **dans la limite du stock restant**. Prix de vente TTC, Hors frais de livraison et de mise en service. Il faut compter un délai de livraison d'environ **1 semaine**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

PUISSANT, CONFORTABLE ET CONÇU POUR LES DÉPLACEMENTS EXTÉRIEURS EXIGEANTS

Le **CARPO 2 XD SE de Vermeiren** est un scooter électrique à quatre roues spécialement conçu pour offrir d'excellentes performances sur les routes en pente, les chemins irréguliers et les terrains accidentés.

Son moteur puissant de **750 W**, associé à deux batteries de **80 Ah**, procure un couple élevé et une conduite stable, même lors de déplacements prolongés dans des conditions difficiles. Son autonomie annoncée pouvant atteindre **57 km** permet d'envisager sereinement les trajets du quotidien comme les longues promenades.

Le CARPO 2 XD SE bénéficie d'une **garde au sol élevée**, d'un siège confortable entièrement réglable et d'un système d'éclairage complet. Son écran LCD facile à consulter permet de suivre les principales informations de conduite, tandis que la connexion USB intégrée permet de recharger un smartphone pendant le trajet.

Les points forts du CARPO 2 XD SE

- Moteur puissant de **750 W**
- Vitesse maximale de **10 km/h**
- Autonomie annoncée jusqu'à **57 km**
- Batteries haute capacité de **2 × 12 V – 80 Ah**
- Excellente stabilité sur les routes escarpées et les terrains irréguliers
- Garde au sol élevée pour une utilisation extérieure
- Siège pivotant et réglable en hauteur
- Appui-tête amovible
- Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur
- Écran de contrôle LCD clair et facile à utiliser
- Prise USB pour la recharge d'un smartphone
- Système d'éclairage avant et arrière
- Clignotants avant et arrière avec indicateurs de direction
- Panier à provisions avant détachable
- Rétroviseurs pour une meilleure visibilité
- Charge maximale utilisateur de **150 kg**
- Fabrication européenne

Un siège confortable et entièrement réglable

Le siège pivotant facilite l'installation et la sortie du scooter. Il peut être réglé afin d'adapter la position de conduite à la morphologie de l'utilisateur.

Les accoudoirs sont ajustables en hauteur et en largeur pour améliorer le maintien et le confort pendant les trajets. Le siège est également équipé d'un appui-tête amovible.

Une conduite sécurisante en extérieur

Grâce à ses quatre roues, à son châssis robuste et à son rapport de transmission optimisé, le CARPO 2 XD SE offre une conduite stable et rassurante.

Sa garde au sol élevée facilite le franchissement des irrégularités rencontrées sur les chemins, les routes de campagne ou les surfaces légèrement accidentées. Le système d'éclairage complet avec clignotants améliore la visibilité de l'utilisateur et permet de signaler clairement les changements de direction.

