



SCOOTER ÉLECTRIQUE VERMEIREN CERES SE – 10 KM/H - 450W

UGS: 20201

~~4'108.00 CHF~~ Le prix initial était :

~~4'108.00 CHF~~ 3'599.00 CHF Le prix actuel est :

3'599.00 CHF. TVA incluse

Offre spéciale sur stock disponible – 3 produits unique : 1 x BEIGE, 1 x ARGENT, 1 x GRIS, produits neuf issu de notre stock dans la limite du stock restant. Prix de vente TTC, Hors frais de livraison et de mise en service. Il faut compter un délai de livraison d'environ 1 semaine. Pour plus d'information merci de nous contacter. Quantité limitée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Vitesse maximale** : 10 km/h
- **Autonomie maximale annoncée** : 35 km
- **Charge maximale utilisateur** : 140 kg
- **Puissance moteur** : 450 W
- **Batteries** : 2 x 12 V – 50 Ah
- **Longueur totale** : 1 300 mm
- **Largeur totale** : 620 mm
- **Hauteur totale** : 1 280 mm
- **Hauteur d'assise** : 450 à 500 mm
- **Giration** : 2 800 mm
- **Poids total** : 111 kg
- **Nombre de roues** : 4
- **Utilisation principale** : extérieur
- **Éclairage** : LED avant et arrière
- **Clignotants** : avant et arrière
- **Suspension** : oui
- **Panier avant** : détachable
- **Siège** : pivotant et réglable
- **Colonne de direction** : réglable

Categories: [2. Mobilité](#), [Scooter](#)

Promotion sur 3 produits unique : 1 x BEIGE, 1 x ARGENT, 1 x GRIS produits neuf issu de notre stock dans la limite du stock restant. Prix de vente TTC, Hors frais de livraison et de mise en

service. Il faut compter un délai de livraison d'environ **1 semaine**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Un scooter confortable pour vos déplacements extérieurs

Le **Ceres SE de Vermeiren** combine confort, simplicité d'utilisation et performances pour accompagner les personnes à mobilité réduite dans leurs déplacements quotidiens.

Avec sa vitesse maximale de **10 km/h** et son autonomie pouvant atteindre **35 km**, il convient particulièrement aux sorties en extérieur, aux courses et aux déplacements de proximité.

Sa conception à quatre roues offre une bonne stabilité, tandis que la suspension intégrée absorbe les irrégularités du terrain pour procurer une conduite plus souple et plus confortable.

Confort personnalisé

Le Ceres SE est équipé d'un **siège pivotant et réglable en hauteur**, facilitant l'installation et les transferts. Le siège dispose également d'accoudoirs et d'un appui-tête amovible.

La colonne de direction peut être ajustée afin d'adapter la position de conduite à la morphologie de l'utilisateur.

Visibilité et sécurité

Le système d'éclairage à LED comprend des feux avant et arrière ainsi que des indicateurs de direction. Le tableau de commande est clairement disposé et facile à utiliser.

Un panier avant détachable permet de transporter facilement des effets personnels ou de petites courses.

Démontable pour le transport :

Le Scooter CERES 4 roues est démontable : Siège / Roues arrière / plateau et train avant / Batteries.

Démonstration dans la vidéo ci-dessous :

<https://youtu.be/u8mgBX6Vzew>

