



## SEAHORSE PLUS ACCESSOIRES: SUPPORT ANTÉRIEUR

**UGS:** 10107  
**150.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Sur demande

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Seahorse PLUS](#)

Ce produit est disponible **uniquement sur commande**. Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Chaise de douche et de toilette pour enfants et jeunes adultes.

Cette nouvelle génération est disponible en 3 tailles (S, M, L)

Convient à les enfants dès 5 ans.

Avec appui-tête réglable, accoudoirs escamotables, repose-pieds escamotables et amovibles, freins sur les 4 roues, sangle abdominale et pommeau souple amovible.

La chaise est réglable en hauteur sur 10cm.

La chaise peut s'utiliser comme une chaise de toilette, soit au moyen du grand pot amovible, soit au-dessus de la cuvette des toilettes. Elle est entièrement réglable en hauteur.

Le Seahorse PLUS peut s'utiliser comme une chaise de douche ou au-dessus d'une baignoire.

Elle est inclinable d'un seul bloc au moyen d'un vérin à gaz, allant de la position verticale à une inclinaison de 40°.

#### SKU

10107

10112

#### Price

150.00 CHF TVA incluse

150.00 CHF TVA incluse

#### Description

**SPÉCIFICATIONS  
SPÉCIFICATIONS**

#### Modèle

Small

Medium et Large

