



## SIÈGE DE BAIN PIVOTANT MERCURY

**UGS:** 10010

**35.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du siège: 40x33cm
- Hauteur du dossier: 30cm
- Profondeur hors-tout: 55cm
- Largeur hors-tout: 69 à 79cm
- Poids: 6.6kg
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Bleu lavande

**Disponible UNIQUEMENT à la location: 35.– CHF/mois**

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

**Disponible UNIQUEMENT à la location: 35.– CHF/mois**

## SIÈGE DE BAIN PIVOTANT MERCURY – ACCÈS FACILITÉ ET CONFORT OPTIMAL

Le **siège de bain pivotant Mercury** facilite les transferts dans la baignoire en toute sécurité. Il permet à l'utilisateur de s'asseoir depuis l'extérieur, puis de pivoter aisément pour s'installer dans la position de bain. Idéal pour les personnes à mobilité réduite, ce siège améliore l'autonomie au quotidien.

Cette **assise pivotante de baignoire** est équipée d'un dossier, d'accoudoirs et d'un siège ergonomique pour un confort optimal. Sa structure en aluminium léger et résistant à l'humidité garantit une bonne durabilité. L'installation ne nécessite aucun outil, ce qui le rend facile à poser et à retirer.

### ☐ **Caractéristiques principales :**

- Rotation à 360° avec système de blocage
- Fixation simple sur les bords de la baignoire
- Structure robuste et antiglisse
- Confort assuré avec dossier et accoudoirs
- Matériaux légers et faciles à nettoyer

Ce **siège de baignoire pivotant** est une solution sûre et pratique pour prévenir les chutes tout en facilitant la toilette. Son design discret s'intègre parfaitement à toute salle de bain aménagée.

**Commandez le siège de bain pivotant Mercury – Livraison rapide en Suisse !**

