



## SIÈGE DE BAIN PIVOTANT À TRANSLATION SPIDRA 800

**UGS:** 10175

**486.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du siège: H.54xL.40cm
- Hauteur du dossier: 40cm
- Poids: 8kg
- Poids max. utilisateur: 120kg
- Couleur: Bleu lavande

□ compatibilité avec baignoire : Largeur hors tout : de 600 à 740 / Largeur intérieure : de 560 à 640

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

**Ce produit est disponible uniquement sur commande. Il faut compter un délai de livraison de 2 à 3 à semaines. Pour plus d'information merci de nous contacter.**

## SIÈGE DE BAIN À TRANSLATION & PIVOTANT À 360° SPIDRA 800 – ACCÈS FACILITÉ ET CONFORT OPTIMAL

Le **siège de bain pivotant et à translation** facilite les transferts dans la baignoire en toute sécurité. Il permet à l'utilisateur de s'asseoir depuis l'extérieur sans espace entre le siège et le bord de votre baignoire, puis de pivoter aisément pour s'installer dans la position de bain. Idéal pour les personnes à mobilité réduite, ce siège améliore l'autonomie au quotidien.

Cette **assise pivotante avec translation de baignoire** est équipée d'un dossier, d'accoudoirs escamotables et d'un siège ergonomique pour un confort optimal. Sa structure en aluminium léger et résistant à l'humidité garantit une bonne durabilité. L'installation ne nécessite aucun outil, ce qui le rend facile à poser et à retirer.

### □ Caractéristiques principales :

- Rotation à 360° et translation Droite-Gauche avec système de blocage
- Fixation simple sur les bords de la baignoire
- Structure robuste et antiglisse
- Confort assuré avec dossier et accoudoirs
- Matériaux légers et faciles à nettoyer

Ce **siège de baignoire pivotant avec translation** est une solution sûre et pratique pour prévenir les chutes tout en facilitant la toilette. Son design discret s'intègre parfaitement à toute salle de bain

aménagée.

**Commandez le siège de bain pivotant avec translation SPIDRA 800 – Livraison rapide en Suisse !**

