



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

UGS: 10010

300.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du siège: 40x33cm
- Hauteur du dossier: 30cm
- Profondeur hors-tout: 55cm
- Largeur hors-tout: 69 à 79cm
- Poids: 6.6kg
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Bleu lavande

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

Le siège de bain pivotant Mercury est confortable et sûr, il vous permet de faire votre toilette plus facilement et de rester autonome. Le siège se positionne au dessus de la baignoire, il est posé sur les bords de votre baignoire. Assurez vous que le bord contre le mur est suffisamment large pour supporter les appuis du siège. Facile d'accès, l'assise pivote sur 360° avec un blocage possible tous les 90°. Le mouvement de rotation du siège est très simple grâce au levier facilement accessible. Pour un accès plus aisé, les accoudoirs sont relevables derrière le dossier par boutons poussoirs. Le dossier et les supports latéraux à fixation rapide sont rapidement démontables.

