



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU DAYS

UGS: 10008

150.00 CHF Le prix initial était :

150.00 CHF. 95.00 CHF Le prix actuel est :

95.00 CHF. TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du siège: 40x40cm
- Hauteur du siège sous appuis: 20.5cm
- Dimensions de la découpe: 12x15cm
- Largeur totale réglable: 60 à 72cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Version avec dossier:

- Taille du dossier: 47x15cm
- Hauteur du dossier: 36cm

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes, Siège de bain](#)

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU DAYS – SÉCURITÉ ET CONFORT DANS VOTRE BAIGNOIRE

Le **siège de bain suspendu Days** est conçu pour offrir une assise stable et ergonomique aux personnes à mobilité réduite ou en convalescence. Il se positionne facilement sur les rebords de la baignoire, sans perçage ni outil, et permet une hygiène optimale pendant la toilette.

Ce **siège de baignoire suspendu** est doté d'une assise confortable et perforée pour faciliter l'évacuation de l'eau. Sa structure légère et antiglisse garantit une excellente stabilité à l'utilisateur. Il est idéal pour les seniors ou toute personne souhaitant renforcer sa sécurité dans la salle de bain.

☐ **Caractéristiques principales :**

- Installation rapide sans perçage ni outil
- Compatible avec la plupart des baignoires
- Structure en aluminium léger et durable
- Surface antiglisse avec trous d'écoulement
- Assise ergonomique et stable
- Facile à nettoyer

Compact et pratique, ce **siège de bain** suspendu améliore l'autonomie et le confort au quotidien. Son design fonctionnel s'intègre facilement à tout environnement de soins.

Commandez le siège de bain suspendu Days – Livraison rapide partout en Suisse !

