



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU DAYS

UGS: 10008

120.00 CHF – 150.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du siège: 40x40cm
- Hauteur du siège sous appuis: 20.5cm
- Dimensions de la découpe: 12x15cm
- Largeur totale réglable: 60 à 72cm
- Poids max. utilisateur: 130kg

Version avec dossier:

- Taille du dossier: 47x15cm
- Hauteur du dossier: 36cm

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de bain](#)

Ces sièges de bain en aluminium sont dotés d'un siège en plastique avec une découpe avant en forme de fer à cheval pour le nettoyage personnel et de petits trous pour le drainage de l'eau. Disponible comme un siège seulement, ou avec un dossier pour plus de confort et de soutien. Livrés emballés à plat, avec des outils, ils sont faciles à assembler et peuvent être réglés en largeur pour convenir à la baignoire. Réglage de la largeur totale 60 à 72cm.

SKU	Price	Description	Option
10008	150.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Avec dossier
10009	120.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Sans dossier

