



## SIÈGE DE DOUCHE D'ANGLE GAUCHE RABATTABLE AVEC PIED

**UGS:** 10096

**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x40cm
- Dimensions totales: 44x52cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids: 3.2kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 130kg

**Categories:** [Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de douche à fixer](#)

Siège de douche triangulaire rabattable à fixer au mur avec pied ajustable en hauteur en aluminium.

Embout en caoutchouc antidérapant à l'extrémité du pied.

L'assise en plastique se relève contre le mur pour un gain d'espace.

Disponible pied à gauche ou pied à droite.

