



SIÈGE DE DOUCHE D'ANGLE GAUCHE RABATTABLE AVEC PIED

UGS: 10096
200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x40cm
- Dimensions totales: 44x52cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids: 3.2kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 130kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de douche à fixer](#)

SIÈGE DE DOUCHE D'ANGLE GAUCHE RABATTABLE AVEC PIED – GAIN DE PLACE ET STABILITÉ ASSURÉE

Le **siège de douche d'angle gauche rabattable avec pied** est conçu pour optimiser l'espace dans la douche tout en garantissant une assise stable et confortable. Ce modèle triangulaire se fixe directement au mur et s'adapte parfaitement aux coins de la salle de bain.

Son **pied en aluminium ajustable en hauteur** apporte un soutien supplémentaire, idéal pour les personnes à mobilité réduite ou les seniors. L'extrémité du pied est équipée d'un **embout en caoutchouc antiglisse** pour renforcer la stabilité sur les surfaces mouillées.

De plus, **l'assise en plastique se rabat facilement contre le mur** une fois inutilisée, permettant ainsi de libérer l'espace pour d'autres utilisateurs. Ce modèle existe en deux versions selon la configuration souhaitée : **pied à gauche ou pied à droite**.

□ Les avantages du siège d'angle rabattable :

- Structure triangulaire idéale pour les coins de douche
- Fixation murale solide et assise rabattable
- Pied en aluminium réglable pour plus de stabilité
- Embout antiglisse pour une sécurité maximale
- Disponible en version gauche ou droite selon votre installation

Un siège gain de place pour votre confort sous la douche

Le **siège de douche d'angle gauche rabattable avec pied** est une solution discrète et sûre, parfaitement adaptée aux besoins de confort et de sécurité dans les espaces réduits.

Commandez votre siège de douche d'angle rabattable – Livraison rapide en Suisse !

