



## SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE, STANDARD & BARIATRIQUE

**UGS:** 10179

**499.00 CHF – 599.00 CHF** Plage de prix :  
**499.00 CHF à 599.00 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Profondeur replié : 15.7cm
- Profondeur hors tout : 58.5cm
- Poids maximum autorisé : 253kg

#### Standard

- Profondeur assise : 45cm
- Hauteur assise: 39cm à 64cm
- Largeur assise : 46cm

#### Large

- Profondeur assise : 45cm
- Hauteur assise: 39cm à 64cm
- Largeur assise : 58cm

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes, Siège de douche à fixer](#)

**Le modèle bariatrique est disponible uniquement sur commande. Il faut compter un délai de livraison de 2 à 3 à semaines. Pour plus d'information merci de nous contacter.**

## SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE HONOLULU STANDARD & BARIATRIQUE

Le **siège de douche rabattable avec découpe Honolulu** améliore votre confort pendant la toilette tout en préservant votre sécurité. Il convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite, en convalescence ou en perte d'autonomie.

Ce modèle se fixe solidement au mur. Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez facilement le replier contre le mur. **Les pieds se replient automatiquement**, ce qui libère un maximum d'espace dans la cabine. **Par conséquent**, ce siège s'adapte très bien à une douche partagée par plusieurs personnes.

La **découpe hygiénique** au centre de l'assise facilite le lavage intime. **De plus**, vous pouvez ajuster

la hauteur des pieds pour l'adapter à votre morphologie. **La structure en aluminium** résiste à l'humidité tout en assurant une excellente stabilité lors de l'utilisation.

**Grâce à son design fonctionnel**, le siège permet de s'asseoir et se relever plus aisément sous la douche. **En revanche**, veillez à l'installer uniquement sur un mur porteur. Confiez toujours la pose à un technicien qualifié pour garantir une sécurité optimale.

#### ☐ **Caractéristiques du siège rabattable avec découpe :**

- Assise confortable avec découpe pour l'hygiène intime
- Repliable avec pieds rabattables pour gain de place
- Structure légère et résistante en aluminium
- Hauteur réglable selon vos besoins
- Adapté aux douches partagées et petits espaces

#### **Un siège mural pratique au quotidien**

Le **siège de douche rabattable avec découpe** apporte plus de confort, de sécurité et d'autonomie dans la salle de bain. Son design épuré et rabattable le rend discret tout en restant très fonctionnel.

**Commandez le vôtre aujourd'hui – Livraison rapide partout en Suisse !**

SKU	Price	Description	Largeur
10179L	599.00 CHF TVA incluse		Large 58cm
10179S	499.00 CHF TVA incluse		Standard 46cm

