



## SIÈGE DE DOUCHE RABBATABLE AVEC PIEDS GRACE

**UGS:** 10036  
**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 49x28cm
- Distance depuis le mur: 38cm
- Distance replié depuis le mur: 14.5cm
- Réglage hauteur: 40-54cm
- Poids: 4.6kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de douche à fixer](#)

## SIÈGE DE DOUCHE RABBATABLE AVEC PIEDS GRACE – SÉCURITÉ ET GAIN DE PLACE DANS LA SALLE DE BAIN

Le **siège de douche rabattable avec pieds GRACE** est conçu pour offrir un soutien stable, confortable et peu encombrant. Fixé au mur, il se replie facilement après utilisation, ce qui libère l'espace dans votre douche.

Ce modèle combine une **assise ergonomique perforée** et des **bords surélevés avec poignées intégrées**, facilitant ainsi les transferts et le maintien en position. Ses **pieds en aluminium réglables** s'adaptent à votre hauteur et assurent un appui solide. Les embouts en caoutchouc antiglisse renforcent la stabilité, même sur sol mouillé.

### □ Avantages du siège GRACE :

- Fixation murale solide avec siège rabattable
- Pieds réglables en hauteur (aluminium léger et robuste)
- Embouts antiglisse en caoutchouc
- Assise perforée avec poignées latérales intégrées
- Idéal pour les douches étroites ou collectives

### Un confort discret et efficace

Le **siège de douche rabattable avec pieds** convient aux personnes âgées, aux personnes en convalescence ou à mobilité réduite. En effet, il améliore le confort au quotidien tout en garantissant une hygiène optimale.

**Commandez votre siège de douche rabattable avec pieds GRACE – Livraison rapide en Suisse !**

