



SIÈGE DE DOUCHE REMBOURRÉ RABATTABLE AVEC ACCOUDOIRS

UGS: 10135
250.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur d'assise: 46cm
- Hauteur du siège: 47.5 à 60cm
- Profondeur d'assise: 38cm
- Encombrement depuis mur: Ouvert 50cm. Fermé: 17.5cm
- Poids du produit: 5.8kg
- Hauteur: 89 à 120cm
- Largeur totale: 61cm
- Poids maxi utilisateur: 160kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes, Siège de douche à fixer](#)

SIÈGE DE DOUCHE REMBOURRÉ RABATTABLE AVEC ACCOUDOIRS – CONFORT ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Le **siège de douche rembourré rabattable avec accoudoirs** est idéal pour rendre la toilette plus confortable et plus sécurisée, que ce soit à domicile ou en collectivité. Conçu pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie, il permet de s'asseoir pendant la douche sans effort ni risque de chute.

Fixé solidement au mur, ce siège offre une assise rembourrée très confortable. **Les accoudoirs se relèvent** facilement pour faciliter le transfert latéral ou le passage du fauteuil roulant. **Les pieds sont réglables en hauteur**, ce qui permet une adaptation parfaite à la morphologie de l'utilisateur.

Sa **structure en aluminium** robuste garantit légèreté et durabilité. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège peut être rabattable contre le mur afin de gagner de l'espace. **Attention** : il doit être installé exclusivement sur un mur plein et par un technicien qualifié pour garantir une fixation optimale.

☐ **Avantages du siège mural rembourré avec accoudoirs :**

- Assise confortable avec rembourrage doux
- Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts
- Pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité
- Structure en aluminium légère et résistante
- Siège rabattable pour gain de place dans la douche

Sécurité et confort pendant la douche

Le **siège de douche rembourré rabattable avec accoudoirs** vous permet de profiter d'une douche relaxante tout en évitant les positions inconfortables. Il favorise l'autonomie, tout en préservant la sécurité dans la salle de bain.

Commandez votre siège de douche rembourré – Livraison rapide en Suisse !

