



SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT SLIDO

UGS: 10131

320.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Poids: 6.5kg
- Matière: Structure en aluminium, siège, dossier et porte-savon en plastique
- Longueur du banc: 106cm
- Hauteur du banc: de 79.5cm à 89.5cm
- Profondeur du banc: 46.5cm
- Hauteur du siège: de 46 à 56cm
- Largeur du siège: 50cm
- Profondeur du siège: 39.5cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Couleur: Blanc

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de transfert](#)

SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT SLIDO – SÉCURITÉ, CONFORT ET AUTONOMIE

Le **siège de transfert de bain coulissant Slido** facilite les entrées et sorties de baignoire en toute sécurité. Conçu pour les personnes à mobilité réduite ou en convalescence, il offre un soutien stable tout en préservant l'autonomie de l'utilisateur.

Grâce à sa structure en aluminium, le siège est à la fois **robuste et léger**. Il se positionne solidement sur la baignoire et **peut être ajusté en hauteur** pour s'adapter aux différents modèles. Ainsi, l'utilisateur peut effectuer le transfert en position assise, sans efforts inutiles.

Le **Slido** est équipé d'une **poignée de maintien et d'un porte-savon amovible**, tous deux réversibles. Vous pouvez les placer à gauche ou à droite selon les besoins de l'utilisateur. **De plus**, sa surface d'assise confortable assure une bonne stabilité pendant toute la toilette.

□ Avantages du siège de bain coulissant Slido :

- Structure légère en aluminium, solide et anticorrosion
- Hauteur ajustable en fonction de la baignoire
- Poignée de maintien et porte-savon amovibles et réversibles
- Assise stable pour transfert en toute sécurité
- Améliore l'autonomie et le confort lors de la toilette

Un transfert sécurisé et sans effort

Le **siège de transfert de bain coulissant Slido** est une solution pratique, fiable et confortable pour les soins d'hygiène. Il permet de maintenir l'autonomie tout en garantissant une sécurité optimale lors de l'utilisation de la baignoire.

Commandez votre siège de transfert Slido – Livraison rapide en Suisse !