



## SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT SLIDO

**UGS:** 10131

**320.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Poids: 6.5kg
- Matière: Structure en aluminium, siège, dossier et porte-savon en plastique
- Longueur du banc: 106cm
- Hauteur du banc: de 79.5cm à 89.5cm
- Profondeur du banc: 46.5cm
- Hauteur du siège: de 46 à 56cm
- Largeur du siège: 50cm
- Profondeur du siège: 39.5cm
- Poids max. utilisateur: 130kg
- Couleur: Blanc

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de transfert](#)

Siège de transfert ajustable en hauteur en fonction de la baignoire.

Ce siège de transfert assure la sécurité de la personne lors du transfert dans et hors de la baignoire.

Il offre une meilleure autonomie pour la toilette.

Grâce à sa structure en aluminium, le banc est aussi robuste que léger.

Il est équipé d'une poignée et d'un porte-savon amovible qui peuvent être placés sur la gauche ou la droite du siège selon la préférence de l'utilisateur.