



SIÈGE DE TRANSFERT

UGS: 10045

220.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x67cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Blanc

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Siège de transfert](#)

Banc de transfert avec dossier pour faciliter l'entrée dans la baignoire ou la douche.
Poignée latérale et dossier positionnable à droite ou à gauche.
Pieds en aluminium anodisés réglables en hauteur équipés d'embouts antidérapants.
Assise en plastique moulée.