



SKI POUR ROUES DE ROLLATOR WHEELBLADES XL

UGS: 20113

180.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Plage largeurs de roues 2-7cm
- Plage diamètres de roues 15-30cm

Categories: [2. Mobilité](#), [Accessoire pour rollator](#)

Grâce à leur large surface d'appui, les Wheelblades XL répartissent de façon optimale la pression du rollator sur le sol et empêchent ainsi les petites roues avant de s'enfoncer dans la neige.

Les Wheelblades sont très maniables, légères et s'adaptent en quelques secondes aux modèles de roues les plus courants.

Le système de fixation à patte de serrage réglable s'adapte à toutes les dimensions de roue.