



## SURMATELAS À AIR ESKAL

**UGS:** 30006

**85.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 7cm
- Dimensions totales: 194 x 89cm
- Poids mini utilisateur: 50kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg
- Sans Compresseur (Utilisable avec réf: 30005)

**Categories:** [Matelas](#), [Repos](#)

Surmatelas à air à cellules individuelles déformables en PU.

Il est à pression alternée par cycle de 10 mn pour éviter les pressions prolongées et excessives.

Pour des patients ayant un risque d'escarre moyen à élevé, score de Norton inférieur ou égal à 14, alité plus de 14h/jour.

Garantie 2 ans

Utilisable avec Surmatelas réf: 30005