



SURMATELAS À AIR PROTECTOR 1

UGS: 30062

119.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 6.5cm
- Dimensions totales: 200 x 90cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Avec Compresseur

Disponible à la location: 50.- CHF/mois

Categories: [3. Repos](#), [Matelas](#)

SURMATELAS À AIR PROTECTOR 1 – 130 CELLULES ALTERNANCE

Le **surmatelas à air Protector 1** se compose de 130 cellules individuelles, dont 10 micro-perforées, qui se gonflent et dégonflent alternativement pour garantir une prévention efficace des escarres. Ainsi, il répartit continuellement les pressions et stimule la circulation sanguine.

☐ Réglage et utilisation :

- **Pression ajustable** : adaptez le gonflage selon le poids de l'utilisateur pour un confort personnalisé.
- De plus, il dispose d'un **seuil thérapeutique** efficace jusqu'à 110 kg.
- Par ailleurs, le **compresseur inclus** est silencieux et équipé d'un crochet pour le suspendre au lit.

En outre, ce **surmatelas Protector 1** s'installe en quelques minutes sur tout sommier standard. Ensuite, son système antiescarres à alternance convient aussi bien à un usage en établissement qu'à domicile.

☐ Entretien et durabilité :

- Ensuite, nettoyez la housse avec un chiffon humide et un détergent doux.
- De surcroît, la housse robuste est compatible avec les désinfectants hospitaliers.
- Enfin, la structure en PVC médical résiste aux cycles d'alternance pour une longévité optimale.

Le **surmatelas à air Protector 1** est la solution idéale pour améliorer confort et sécurité. Son installation rapide et ses multiples réglages offrent une prise en charge complète et une expérience plus sereine.

Commandez votre surmatelas à air Protector 1 dès maintenant pour prévenir efficacement les escarres !

