



## SURMATELAS À AIR PROTECTOR 1

**UGS:** 30062

**280.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 6.5cm
- Dimensions totales: 200 x 90cm
- Tension: 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux: PVC
- Poids maxi utilisateur: 130kg
- Avec Compresseur

**Disponible à la location: 50.- CHF/mois**

**Categories:** [Matelas](#), [Repos](#)

Surmatelas à alternance composé de 130 cellules individuelles dont 10 sont micro-perforées qui se gonflent et dégonflent alternativement pour prévenir les escares.  
Réglage de la pression d'air en fonction du poids,  
Livré avec compresseur équipé de crochet pour le suspendre au lit.  
Seuil d'efficacité thérapeutique: 110kg maxi.

