



SURMATELAS À AIR PROTECTOR I (SANS COMPRESSEUR)

UGS: 30006

65.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 7cm
- Dimensions totales: 194 x 89cm
- Poids mini utilisateur: 50kg
- Poids maxi utilisateur: 100kg
- **Sans Compresseur (Utilisable avec réf: 30005)**

Categories: [3. Repos](#), [Matelas](#)

SURMATELAS À AIR PROTECTOR I (SANS COMPRESSEUR) – CONFORT ET PRÉVENTION DES ESCARRES

Le **Surmatelas à Air Eskal L839** est conçu pour prévenir les escarres. Il offre un soutien optimal grâce à ses cellules déformables en PU. Ce surmatelas utilise un système de pression alternée, avec un cycle de 10 minutes. Cela aide à éviter les pressions prolongées et excessives, assurant un confort continu pour les patients.

□ Caractéristiques principales du Surmatelas à Air Protector I :

- **Cellules déformables en PU** : Chaque cellule s'adapte au poids et à la forme du patient pour un soutien personnalisé.
- **Pression alternée** : Le cycle de 10 minutes réduit les risques d'escarres et améliore la circulation sanguine.
- **Adapté aux patients à risque moyen à élevé** : Idéal pour les patients alités plus de 14 heures par jour avec un score de Norton ≤ 14 .
- **Garantie 2 ans** : Pour une tranquillité d'esprit prolongée.
- **Compatible avec le compresseur réf. 30005** : Pour une utilisation optimale et efficace.

Le **Surmatelas à Air Protector I** offre une solution fiable pour les patients nécessitant une prise en charge spécialisée. Il assure confort et sécurité dans la prévention des escarres.

Commandez dès maintenant votre Surmatelas à Air Protector I pour une prévention efficace des escarres et un confort optimal !