



## TABLE DE LIT À ROULETTES ASSISTÉES

**UGS:** 30050

**420.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 74.5-105.5cm
- Longueur: 92cm
- Largeur: 42cm
- Dimensions plateau fixe: 19x40cm
- Dimensions plateau relevable: 70x42cm
- Poids max.: 25kg
- Dégagement du lit: 9.5cm
- Largeur pour la chaise roulante: 70cm
- Couleur: Bleu

**Categories:** [Repos](#), [Table de lit](#)

Cette élégante table surdimensionnée est idéale pour manger un repas ou pour placer votre boisson, ordinateur portable, livre, lorsque vous êtes assis dans le lit.

Les tables s'élèvent en douceur sans nécessiter de déverrouillage ni d'action de déclenchement, ce qui les rend extrêmement faciles à lever à la hauteur désirée.

Les roues glissent doucement sur le tapis ou les planchers de bois.

Dessus de table lisse, large avec des bords rehaussés qui arrêtent les articles roulant.

Cette version a une base incurvée qui est idéalement conçue pour l'utilisation avec fauteuil roulant.

Elle dispose également d'une option de table inclinable, idéale pour la lecture, offrant un choix de 5 angles d'inclinaison prédéfinis.

