



TABLE DE LIT À ROULETTES BAYA

UGS: 30023

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 70-110cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Couleur: Plateau mélaminé Gris
- Emprise sol: 63 x 40cm
- Hauteur piètement: 8cm
- Poids max.: 10kg

Categories: [Repos](#), [Table de lit](#)

Table de lit avec piètement en U pour une utilisation avec un fauteuil roulant ou au lit.
Plateau avec rebord réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement.
Piètement 4 roulettes non freinées.