



## TABLE DE LIT À ROULETTES BAYA

**UGS:** 30023

**200.00 CHF TVA incluse**

### SPÉCIFICATIONS

- Hauteur: 70-110cm
- Longueur plateau: 60cm
- Largeur plateau: 40cm
- Couleur: Plateau mélaminé Gris
- Emprise sol: 63 x 40cm
- Hauteur piètement: 8cm
- Poids max.: 10kg

**Categories:** [3. Repos](#), [Table de lit](#)

## TABLE DE LIT À ROULETTES BAYA – PLATEAU RÉGLABLE ET MULTI-USAGE

La **table de lit à roulettes Baya** est conçue pour s'ajuster aussi bien à un lit qu'à un fauteuil roulant grâce à son piètement en U. Son plateau intègre un rebord périphérique et se règle en hauteur, en inclinaison et latéralement.

### ▣ Caractéristiques principales :

- **Piètement en U** : Permet un positionnement sous lit ou fauteuil roulant.
- **Réglage en hauteur** : Ajustez la table à votre niveau pour plus de confort.
- **Inclinaison variable** : Optimisez l'angle du plateau pour la lecture ou le repas.
- **Réglage latéral** : Glisse horizontalement pour un accès facilité.
- **4 roulettes non freinées** : Assurent une mobilité simple et fluide.

Robuste et facile à déplacer, la **table de lit Baya** améliore l'autonomie et le confort au quotidien, que ce soit au lit ou en fauteuil roulant.

**Commandez dès maintenant votre table de lit à roulettes Baya pour bénéficier d'un support polyvalent et ergonomique !**