



TABLE DE LIT À ROULETTES CERUSÉE

UGS: 30059

200.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Réglage hauteur plateau/sol: 61 à 94cm
- Dimensions plateau: 40x60cm
- Couleur: Piétement en U acier laqué blanc, plateau mélaminé cérusé Gris.
- Poids table: 8kg
- Poids maxi supporté: 10kg

Categories: [3. Repos](#), [Table de lit](#)

Table de lit réglable en hauteur avec 4 roulettes dont 2 freinées.
Piétement inclinable 3 positions: une pour rangement, une inclinée pour utilisation avec fauteuil, une verticale pour utilisation sur lit.
Plateau inclinable multi positions protégé par un jonc périphérique qui peut maintenir un livre.