



TABLE DE LIT CORFOU 2 PLATEAUX & CORFOU EVOLUTION (IDENTITÉS)

UGS: 30022

179.00 CHF – 199.00 CHF Plage de prix :
179.00 CHF à 199.00 CHF TVA incluse

Caractéristiques techniques :

- Réglage en hauteur : **par vérin à gaz**
- Hauteur : **72 à 99,5 cm**
- Largeur grand plateau : **56 cm**
- Profondeur grand plateau : **38 cm**
- Largeur petit plateau : **20 cm**
- Profondeur petit plateau : **38 cm**
- Piètement réglable de 60 à 78cm
(Modèle Corfou Evolution uniquement)
- Structure : acier
- Finition : peinture époxy blanche
- Plateaux : panneau de particules décor bois clair
- Roulettes avec frein : **2**
- Charge maximale : **15 kg**
- Garantie fabricant : **2 ans**

Categories: [3. Repos](#), [Table de lit](#)

TABLE DE LIT CORFOU 2 PLATEAUX & CORFOU EVOLUTION (IDENTITÉS)

La **table de lit Corfou** est une table mobile réglable en hauteur par **vérin à gaz**, permettant d'adapter facilement la hauteur du plateau d'une simple pression de la main. Elle est conçue pour faciliter les repas, la lecture ou les activités quotidiennes au lit ou en position assise.

□ MODÈLE CORFOU 2 PLATEAUX

La version **2 plateaux** dispose d'un grand plateau inclinable jusqu'à **30° de chaque côté**, particulièrement pratique pour la lecture, l'écriture ou l'utilisation d'une tablette.

Le petit plateau reste fixe afin de conserver à portée de main un verre, une télécommande ou différents objets pendant que le grand plateau est incliné.

La hauteur se règle facilement grâce au **vérin à gaz**, sans devoir utiliser une vis de blocage traditionnelle. La table est montée sur **4 roulettes, dont 2 avec frein**, pour faciliter son positionnement autour du lit.

□ MODÈLE CORFOU EVOLUTION

La **Corfou Evolution** est la version la plus polyvalente. Elle reprend les deux plateaux et le réglage en hauteur par vérin à gaz, mais se distingue surtout par son **piètement réglable en largeur de 60 à 78 cm**.

Cette particularité permet de l'utiliser non seulement avec un lit ou un fauteuil standard, mais également avec un **fauteuil releveur**, dont le piètement et l'encombrement sont généralement plus importants.

Le petit plateau fixe est équipé d'une **galerie de retenue**, afin de limiter la chute d'objets. Le grand plateau peut être incliné pour offrir une position plus confortable lors de la lecture ou d'autres activités.

<https://youtu.be/vEG77aj3fbU>

Commandez dès maintenant votre table de lit Corfou 2 Plateaux / Evolution pour bénéficier d'un support polyvalent et ergonomique !

SKU	Price	Description	Modèle
30022-2	179.00 CHF TVA incluse		2 plateaux
30022-1	199.00 CHF TVA incluse		Evolution

