



TABLE ROULANTE AVEC FREINS

UGS: 40003

240.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Ø roulettes: 15cm
- Dimensions plateaux: 47x33cm
- Hauteur sol - poignée: 75,5 à 90.5cm
- Dimension totales (Lxl): 58.5x56cm
- Dimension plateaux (Lxl): 46x33cm
- Poids: 8kg
- Couleur: Beige
- Poids maxi: 125kg

Categories: [Aide/Confort](#), [Table roulante](#)

Cette table roulante à hauteur réglable avec freins est idéale pour une aide à la marche en intérieur.

Ses deux plateaux permettent de transporter facilement des objets d'une pièce à l'autre.

Les deux tablettes sont amovibles pour faciliter leur nettoyage.