



TABLE ROULANTE EN BOIS

UGS: 40004

240.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Ø roulettes: 7.5cm
- Hauteur totale: 97cm
- Largeur: 40cm
- Profondeur: 40cm
- Poids max.: 15kg

Categories: [4. Aide/Confort](#), [Table roulante](#)

Table roulante en bois de hêtre permettant à l'utilisateur de transférer en toute sécurité des aliments ou d'autres objets lourds d'une pièce à une autre.

Une desserte conçue spécialement pour aider ceux qui ont des problèmes de stabilité.

Elle a deux étagères recouvertes de mélamine pour faire face aux plats chauds.

L'étagère inférieure est découpée du côté de la poignée pour faciliter la marche et être plus sûre.

Les extrémités de l'étagère sont exemptes de rebord pour faciliter le transfert des articles sur ou hors du chariot.

Pour faciliter les manœuvres sur les tapis, les roulettes sont pourvues de caoutchouc.