

## TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE

UGS: 10092

139.00 CHF TVA incluse



### SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 47-55cm
- Encombrement total: 45x50cm
- Poids: 4.5kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 120kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

## TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE – CONFORT ET SÉCURITÉ SOUS LA DOUCHE

Le **tabouret de douche réglable avec découpe** est conçu pour garantir une assise stable et confortable lors de la toilette. Il convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite ou en phase de rééducation.

Ce modèle associe une **structure en acier galvanisé de haute qualité** à un **traitement de surface époxy**, ce qui le rend résistant à la corrosion et durable dans les environnements humides. De plus, son **siège en plastique ABS moulé** présente une forme ergonomique avec une **découpe à l'avant**, facilitant l'hygiène intime.

Les **pieds ajustables** permettent d'adapter la hauteur du tabouret selon la morphologie de l'utilisateur. Chaque pied est équipé d'**embouts en caoutchouc antiglisse** qui assurent une excellente stabilité sur les sols mouillés.

### □ Avantages du tabouret avec découpe :

- Structure en acier galvanisé avec finition époxy
- Assise en ABS moulé avec forme ergonomique
- Découpe frontale pour faciliter l'hygiène intime
- Pieds réglables en hauteur avec embouts antiglisse
- Idéal pour douche à l'italienne ou cabine standard

### Un siège de douche stable, résistant et confortable

Le **tabouret avec découpe** est un équipement fiable, pensé pour améliorer la sécurité et le confort dans la salle de bain. Il s'intègre facilement dans tout environnement sanitaire.

**Commandez votre tabouret de douche avec découpe – Livraison rapide en Suisse !**