



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE

UGS: 10092

160.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 47-55cm
- Encombrement total: 45x50cm
- Poids: 4,5kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 120kg

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy.
Assise ergonomique en plastique moulées (ABS).
Les pieds ajustables sont équipés d'embouts antidérapants.