

TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE

UGS: 10092

160.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x41cm
- Réglage hauteur: 47-55cm
- Encombrement total: 45x50cm
- Poids: 4.5kg
- Couleur: Blanc
- Poids max. utilisateur: 120kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE – CONFORT ET SÉCURITÉ SOUS LA DOUCHE

Le **tabouret de douche réglable avec découpe** est conçu pour garantir une assise stable et confortable lors de la toilette. Il convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite ou en phase de rééducation.

Ce modèle associe une **structure en acier galvanisé de haute qualité** à un **traitement de surface époxy**, ce qui le rend résistant à la corrosion et durable dans les environnements humides. De plus, son **siège en plastique ABS moulé** présente une forme ergonomique avec une **découpe à l'avant**, facilitant l'hygiène intime.

Les **pieds ajustables** permettent d'adapter la hauteur du tabouret selon la morphologie de l'utilisateur. Chaque pied est équipé d'**embouts en caoutchouc antiglisse** qui assurent une excellente stabilité sur les sols mouillés.

□ Avantages du tabouret avec découpe :

- Structure en acier galvanisé avec finition époxy
- Assise en ABS moulé avec forme ergonomique
- Découpe frontale pour faciliter l'hygiène intime
- Pieds réglables en hauteur avec embouts antiglisse
- Idéal pour douche à l'italienne ou cabine standard

Un siège de douche stable, résistant et confortable

Le **tabouret avec découpe** est un équipement fiable, pensé pour améliorer la sécurité et le confort dans la salle de bain. Il s'intègre facilement dans tout environnement sanitaire.

Commandez votre tabouret de douche avec découpe – Livraison rapide en Suisse !