



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC POIGNÉES

UGS: 10035

140.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 38x28cm
- Largeur entre accoudoirs: 48.5cm
- Réglage hauteur: 48-63cm
- Poids: 5kg
- Poids max. utilisateur: 160kg
- Couleur: Blanc

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC POIGNÉES – STABILISÉ, CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Le **tabouret de douche réglable avec poignées** est conçu pour offrir un soutien renforcé aux personnes ayant besoin d'assistance dans la douche. Il est réglable en hauteur, ce qui permet de l'adapter à chaque utilisateur et à la configuration de votre salle de bain.

Doté d'un **cadre en aluminium léger** et résistant à la corrosion, il dispose d'une **assise en plastique clipsée** facilement amovible pour un nettoyage rapide. De plus, ses **poignées latérales** offrent un appui sûr lors des transferts et permettent de se relever plus facilement.

☐ Points forts du tabouret :

- Hauteur ajustable sans outil
- Poignées intégrées pour plus de stabilité
- Assise amovible et facile à nettoyer
- Structure en aluminium léger et robuste
- Pieds antiglisse pour une sécurité optimale

Vidéo de présentation

Le **tabouret de douche** convient parfaitement aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou en convalescence. Il améliore le confort et l'autonomie au quotidien, tout en garantissant un environnement sécurisé.

Commandez votre tabouret de douche réglable avec poignées – Livraison rapide en Suisse !

