



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR JILL

UGS: 10034
129.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 49x29cm
- Réglage hauteur: 35-53cm
- Poids max. utilisateur: 150kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR JILL – CONFORT, STABILITÉ ET HYGIÈNE

Le **tabouret de douche réglable en hauteur JILL** offre une solution pratique et sécurisée pour les personnes souhaitant s'asseoir sous la douche. Conçu pour s'adapter à votre taille et à votre salle de bain, il se règle facilement en hauteur et assure une excellente stabilité.

Sa **structure en aluminium léger** et sa **large assise en plastique perforée** permettent une bonne évacuation de l'eau. Ainsi, l'assise reste sèche et hygiénique. De plus, les pieds sont dotés d'embouts antiglisse pour une meilleure adhérence au sol humide.

▣ Les atouts du tabouret JILL :

- Hauteur réglable pour un confort adapté
- Assise stable, antiglisse et facile à nettoyer
- Pieds larges avec embouts en caoutchouc
- Structure légère, robuste et sans corrosion
- Montage rapide sans outil

Idéal pour tous les profils

Le **tabouret de douche JILL** convient aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite ou en rééducation. Il apporte confort et autonomie au quotidien, tout en s'intégrant facilement dans les douches standards.

Commandez votre tabouret de douche JILL – Livraison rapide en Suisse !