



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR

UGS: 10034

140.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 51x42cm
- Réglage hauteur: 35-53cm
- Poids max. utilisateur: 150kg
- Couleur: Blanc

Disponible à la location: 25.- CHF/mois

Categories: [Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

Tabouret de douche avec assise en plastique moulée et poignées pour donner un support additionnel à l'utilisateur. Trous pour évacuer l'eau.

Un piètement ajustable aluminium assure la légèreté et l'anticorrosion, équipé d'embouts antidérapants.