



## TABOURET DE DOUCHE ROND EASY (MAX 200KG)

UGS: 10158

120.00 CHF TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Largeur: 40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: aluminium
- Couleur: bleu
- Poids: 2.7kg
- Poids maxi utilisateur: 200kg

**Categories:** [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

## TABOURET DE DOUCHE ROND EASY (MAX 200KG) – POLYVALENT, STABLE ET CONFORTABLE

Le **tabouret de douche rond Easy (Max 200kg)** de la marque Etac est une solution simple et fonctionnelle pour garantir confort et sécurité dans la salle de bain. Grâce à son **design arrondi classique**, il s'intègre facilement dans tous les environnements, que ce soit à domicile ou en établissement de soins.

Son assise circulaire permet à l'utilisateur de **s'asseoir facilement, peu importe l'angle**, sans avoir besoin de repositionner le tabouret. C'est un choix idéal pour les personnes ayant des difficultés de mobilité ou en période de rééducation.

**Robuste et fiable**, ce modèle supporte une charge maximale de 200 kg. Sa **structure légère mais solide** assure une stabilité optimale, même sur des surfaces mouillées. L'assise antidérapante et les pieds réglables avec embouts caoutchouc assurent une adhérence parfaite et une sécurité maximale sous la douche.

### ▣ Caractéristiques du tabouret Easy :

- Assise ronde ergonomique pour un accès facile
- Structure résistante jusqu'à 200 kg
- Pieds réglables en hauteur avec embouts antidérapants
- Léger, stable et facile à déplacer
- Utilisation polyvalente : douche, salle de bain, coin lavabo

### Un tabouret de douche discret et sécurisé

Le **tabouret de douche rond Easy (Max 200kg)** apporte à la fois simplicité d'usage, fiabilité et

confort au quotidien. Il permet à chacun de prendre soin de soi en toute autonomie et sécurité.

**Commandez-le dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse !**