



TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE EDGE

UGS: 10153

120.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Encombrement : sol 50-52cm
- Largeur siège: 40x40x40cm
- Hauteur: 42-57cm
- Siège: Polypropylène
- Pieds: Aluminium
- Couleur: gris
- Poids: 2.6kg
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#), [Tabouret de douche](#)

TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE EDGE – COMPACT, STABLE ET ERGONOMIQUE

Le **tabouret de douche triangulaire Edge**, de la marque Etac, est spécialement conçu pour s'adapter aux petits espaces et aux cabines de douche exigües. Sa forme triangulaire intelligente permet un positionnement optimal dans un angle de douche tout en offrant une assise confortable et stable.

Grâce à ses trois pieds réglables, vous pouvez ajuster la hauteur de chaque pied individuellement. Cela permet, si besoin, d'incliner l'assise pour soulager les douleurs au niveau de la hanche. Il est également possible d'enjamber facilement le siège pour accéder à la douche sans gêne, ce qui améliore significativement la liberté de mouvement.

Son design compact (encombrement au sol entre 50 et 52 cm) est idéal pour les petites salles de bain. Il se transporte et se nettoie facilement, tout en garantissant une grande sécurité grâce à sa stabilité exceptionnelle.

□ Caractéristiques du tabouret Edge :

- Forme triangulaire pour un gain de place
- Convient aux petits espaces et douches étroites
- Pieds réglables individuellement pour une inclinaison adaptée
- Assise ergonomique, stable et facile à nettoyer
- Encombrement au sol : 50-52 cm

Un tabouret de douche innovant et confortable

Le **tabouret de douche triangulaire Edge** est une excellente solution pour les utilisateurs recherchant un siège de douche discret, modulable et ergonomique. Il convient parfaitement aux

personnes à mobilité réduite ou en convalescence.

Commandez-le maintenant – Livraison rapide en Suisse !

| SKU | Price | Description | Hauteur |
|-------|------------------------|--|----------|
| 10153 | 120.00 CHF TVA incluse | SPÉCIFICATIONS Découvrez le Tabouret de douche triangulaire : compact, stable et antidérapant. Idéal pour les petits espaces. Confort et sécurité. Livraison rapide en Suisse ! | Standard |
| 10154 | 120.00 CHF TVA incluse | SPÉCIFICATIONS | Bas |

