



TOURNE CLÉ DOUBLE

UGS: 40018

20.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Maximum 2 clés
- Manche ergonomique
- Couleur: Bleu
- Manche: 12cm

Categories: [4. Aide/Confort](#), [Accessoire d'aide/confort](#)

Le tourne clef est un accessoire doté d'une poignée épaissie facilitant la préhension des clefs. Cela permet d'ouvrir la serrure plus facilement en ayant un plus grand bras de levier.

Possibilité de mettre 2 clefs.

Possibilité de replier les clefs dans le manche pour les ranger dans un sac ou une poche.

Prévu pour des personnes ayant des difficultés pour tourner une clé dans une serrure mais avec suffisamment de préhension pour tenir cet accessoire en main.

