



URINAL ANTI-REFLUX URSEC – HOMME / FEMME

UGS: 50004

53.50 CHF – 66.00 CHF Plage de prix :

53.50 CHF à 66.00 CHF TVA incluse

CARACTÉRISTIQUES

- **Capacité** : 1 litre
- **Matière** : polypropylène
- **Entretien** : nettoyage à l'eau de Javel ou stérilisation jusqu'à 130 °C
- **Utilisation** : homme ou femme
- **Option femme** : Tulipe féminine amovible

Categories: [5. Hygiène/Incontinence,](#)
[Incontinence](#)

URINAL ANTI-REFLUX URSEC – HOMME / FEMME

L'**urinal URSEC** est un urinal de sécurité conçu pour limiter les risques de fuite et de renversement. Son **système anti-reflux vissé** retient le contenu même lorsque l'urinal est basculé, pour une utilisation plus sûre au lit ou en fauteuil.

Transparent et gradué, il permet de contrôler facilement le niveau de remplissage. Sa poignée ergonomique et réversible facilite la manipulation d'une seule main.

Pour les femmes, l'urinal peut être équipé de la **Tulipe féminine amovible**, spécialement conçue pour assurer une utilisation confortable et adaptée.

POINTS FORTS

- Système anti-reflux vissé
- Capacité : **1 litre**
- Utilisable d'une seule main
- Corps transparent et gradué
- Poignée amovible, réversible et phosphorescente
- Sans couvercle ni capuchon à manipuler
- Facile à nettoyer
- Stérilisable jusqu'à **130 °C**
- Fabrication en polypropylène
- Version femme avec **Tulipe féminine amovible en option**
- Réutilisable

- Compatible avec le Porte-Urinal Universel URSEC UGS.50007

SKU	Price	Description	Option
50004	66.00 CHF TVA incluse		Adaptateur féminin
50004	53.50 CHF TVA incluse		Sans Option

