



## URINAL ANTI-REFLUX

**UGS:** 50004

**12.50 CHF – 53.50 CHF** Plage de prix :

**12.50 CHF à 53.50 CHF** TVA incluse

### SPÉCIFICATIONS

- Capacité: 1L
- Matériaux: Polypropylène
- Couleur: Transparent
- Stérilisable: 130°C ou eau de javel

**Categories:** [5. Hygiène/Incontinence](#), [Incontinence](#)

Pas besoin de couvercle pour refermer l'urinal: URSEC est toujours disponible à l'utilisation !

- Il ne renverse pas son contenu, quelle que soit sa position.
- Capacité anti-reflux: jusqu'à 1 litre. C'est habituellement suffisant pour une nuit.
- Niveau visible: il est facile de voir si l'urinal URSEC doit être vidé et nettoyé.
- Utilisable avec une seule main: pas besoin d'appeler pour ouvrir ou remettre un couvercle/capuchon.
- Poignée phosphorescente réversible: pratique pour retrouver URSEC la nuit sans allumer.
- Stérilisable à 130°C en autoclave. Sinon désinfection avec de l'eau froide et de la Javel.
- Pratiquement sans odeur et discret à utiliser (silencieux).
- Anti-reflux vissable: sécurité, ne risque pas de se déboîter et de répandre son contenu.
- Facile et confortable à tenir avec la poignée amovible réversible et les encoches de préhension.
- Système Vid'Vite pour une vidance hygiénique sans éclaboussures.
- Design ergonomique, plastique hypoallergique doux au toucher.
- Livré avec 2 bouchons pour obturer le Vid'Vite (normal et sécurité).
- Idéal pour les patients alités, les personnes handicapés, les transports en voiture, etc ...
- Améliore la vie de tous les jours et l'indépendance pour le patient et son entourage.

#### SKU

50004

50005

#### Price

53.50 CHF TVA incluse

12.50 CHF TVA incluse

#### Description

**SPÉCIFICATIONS**  
**SPÉCIFICATIONS**

#### Modèle

Homme

Femme

