

Spécialiste du maintien à domicile

Votre distributeur en Suisse romande
Clients professionnels et particuliers



CATALOGUE 2026

Contactez-nous au **022 362 80 89** ou
Commander en ligne sur notre shop
www.aazsolutions.ch



Bain / Douche / Toilettes 6



Mobilité 33



Repos 61



Aide / Confort 68



Hygiène / Incontinence 77



Sécurité & Prévention des chutes 78



Divers 80

SOMMAIRE

1. BAIN/DOUCHE/TOILETTES.....	5
BARRE D'APPUI.....	5
BROSSE.....	9
CADRE DE WC.....	10
CHAISE DE DOUCHE.....	12
CHAISE PERCÉE	14
CHAISE PERCÉE A ROULETTE	16
COUSSIN POUR WC.....	17
MARCHEPIED	18
PLANCHE DE BAIN	19
RÉHAUSSES WC	20
RÉHAUSSES WC AVEC ACCOUDOIRS.....	23
KITS ET ABATTANTS (WC JAPONAIS)	25
SIÈGE DE BAIN	26
SIÈGE DE DOUCHE À FIXER.....	27
SIÈGE DE TRANSFERT	28
TABOURET DE DOUCHE	29
TAPIS DE BAIN.....	31
SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES.....	32
2. MOBILITÉ.....	33
ACCESSOIRE DE MOBILITÉ	33
ACCESSOIRE POUR CADRE DE MARCHE	34
ACCESSOIRE POUR CANNE	35
ACCESSOIRE POUR ROLLATOR.....	36
CADRE DE MARCHE FIXE	37
CADRE DE MARCHE PLIANT	38
CANNE.....	40
CANNE ANGLAISE	43
CANNE TRIPODE ET QUADRIPODE.....	45
FAUTEUIL ROULANT.....	46
FAUTEUIL DE TRANSFERT :	48
ROLLATOR – FAUTEUIL DE TRANSFERT :	49
ROLLATOR À 2 OU 3 ROUES.....	51
ROLLATOR À 4 ROUES.....	53
ROLLATOR À 4 ROUES MOBIO :	58
SCOOTER	59

3.	REPOS	60
	AUTOUR DU LIT	60
	BARRE DE REDRESSEMENT	62
	BARRIÈRE DE LIT	63
	COUSSIN	64
	FAUTEUIL DE REPOS	66
	FAUTEUIL RELEVEUR	67
	LIT ÉLECTRIQUE	68
	MATELAS	69
	RELEVEUR DE MEUBLE	65
	TABLE DE LIT	67
4.	AIDE/CONFORT	68
	ACCESSOIRE D'AIDE/CONFORT	68
	AMÉNAGEMENT	70
	CHAISE CONFORT	71
	ENFILE CHAUSSETTES OU BAS	72
	PINCE	74
	PLANCHE DE TRANSFERT	75
	TABLE ROULANTE	76
5.	HYGIÈNE/INCONTINENCE	77
	INCONTINENCE	77
6.	SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES CHUTES	78
	TAPIS ALARME	78
	SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES	79
7.	DIVERS	80
	LÈVE-PERSONNE	80
	PÉDALIER D'EXERCICE	82
	VIE PRATIQUE	83

1. BAIN/DOUCHE/TOILETTES

BARRE D'APPUI

**BARRE D'APPUI À VENTOUSES STILEO****En stock**

- Longueur : Selon modèle
- Capacité 30kg
- Couleur : Blanc

Image	UGS	Longueur	Prix
	10029	26cm	69.00 CHF TVA incluse
	10030	40cm	99.00 CHF TVA Incluse
	10094	55cm	109.00 CHF TVA Incluse

Prix : 110.00 CHF – 130.00 CHF TVA incluse**BARRE D'APPUI ACIER PLASTIFIÉ BLANC****En stock**

- Hauteur : Selon modèle
- Longueur : Selon modèle
- Ø tube : 2.5cm
- Poids max. utilisateur : 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10022	30cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10023	40cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10024	60cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10086	60cm	8.9cm	40.00 CHF TVA incluse
	10103	45cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10174	80cm	3.8cm	45.00 CHF TVA incluse

Prix : 40.00 CHF – 45.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI CHROMÉE ANTIGLISSE

En stock

- Hauteur : Selon modèle
- Longueur : Selon modèle
- Ø tube : 2.5cm
- Poids max. utilisateur : 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10018	30cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10019	40cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10020	45cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10021	60cm	3.8cm	40.00 CHF TVA incluse
	10085	45cm	7.5cm	40.00 CHF TVA incluse
	10126	81cm	3.8cm	50.00 CHF TVA incluse
	10082	30cm	7.5cm	40.00 CHF TVA incluse
	10083	40cm	7.5cm	40.00 CHF TVA incluse

Prix : 40.00 CHF – 50.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI CHROMÉE LISSE

En stock

- Hauteur : Selon modèle
- Longueur : Selon modèle
- Ø tube : 2.5cm
- Poids max. utilisateur : 100kg

Image	UGS	Longueur	Hauteur	Prix
	10100	60cm	7.5cm	50.00 CHF TVA Incluse

Prix : 50.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI COUDÉE 90° SYMÉTRIQUE

En stock

- Largeur : 55cm
- Hauteur : 55cm
- Profondeur : 9.3cm
- Couleur : Blanc
- Poids : 1.1kg
- Matériaux : acier + peinture époxy
- Poids maxi utilisateur : 130kg

UGS : 10150

Prix : 65.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI EN ACIER PEINT ETROITE

En stock

- Longueur : 45cm
- Dégagement de la main : 6.5cm
- Diamètre du tube : 2.5cm
- Couleur : Blanc

Image	UGS	Longueur	Prix
	10080	45cm	30.00 CHF TVA incluse
	10143	30cm	25.00 CHF TVA incluse

Prix : 25.00 CHF – 30.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI PLASTIQUE CANNELE

En stock

- Hauteur : 5cm
- Longueur : Selon modèle
- Ø tube : 3.8cm
- Ø disques : 9.1cm

Image	UGS	Longueur	Prix
	10025	30cm	40.00 CHF TVA incluse
	10026	45cm	40.00 CHF TVA incluse
	10027	60cm	40.00 CHF TVA incluse

Prix : 40.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI PLASTIQUE COUDÉE 30CM

En stock

- Poids : 0.18kg
- Longueur : 33cm
- Poids max. utilisateur : 115kg
- Angle : 135°
- Couleur : Blanc

UGS : 10028

Prix : 50.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE AVEC PIED

En stock

- Poids : 4.1kg
- Longueur : 76cm
- Poids max. utilisateur : 100kg
- Réglable en hauteur : 81-104cm
- Plaque de fixation : 30x12.5cm
- Couleur : Blanc

UGS : 10031

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



BARRE D'APPUI RABATTABLE COURTE

En stock

- Poids : 2.6kg
- Longueur : 55cm
- Ø tube : 2.5cm
- Poids max. : 67kg
- Plaque de fixation : 30x12.5cm
- Couleur : Blanc

UGS : 10129

Prix : 160.00 CHF TVA incluse



BARRE POUR ACCÈS À LA BAIGNOIRE IV

En stock

- Poids : 1.6kg
- Hauteur : 48cm
- Réglable de 60 à 115mm d'épaisseur
- Couleur : Blanche
- Poids max. utilisateur : 130kg

UGS : 10075

Prix : 140.00 CHF TVA incluse



BARRE D'ACCÈS AU BAIN SÉCURIT

En stock

- Poids : Env. 2.6kg
- Hauteur par rapport à la baignoire : 37.5cm
- Réglable de 80 à 120mm d'épaisseur
- Couleur : Blanche
- Poids max. utilisateur : 114kg

UGS : 10076

Prix : 99.00 CHF TVA incluse

BROSSE



EPONGE À LONG MANCHE ANATOMIQUE

En stock

- Longueur totale : 57cm
- Manche adaptable à l'eau chaude

UGS : 10137

Prix : 15.00 CHF TVA incluse



SHOWER SANDAL

En stock

- Couleur : Bleue
- Taille unique

UGS : 10128

Prix : 60.00 CHF TVA incluse

CADRE DE WC



CADRE DE WC BLUE STEEL

En stock

- Largeur hors tout : 54cm
- Largeur entre accoudoirs : 45cm
- Hauteur totale : 63-78.5cm
- Hauteur assise : 43-58cm
- Profondeur assise : 42cm
- Profondeur hors tout : 54cm
- Couleur : Blanc et bleu
- Poids : 7.5kg
- Matériaux : acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur : 110kg

UGS : 10060

Prix : 179.00 CHF TVA incluse



CADRE DE WC PRIMA

En stock

- Réglage tous les 2.5cm
- Largeur totale : 60cm
- Profondeur totale : 48cm
- Hauteur d'assise : 39 à 59cm
- Hauteur des accoudoirs : 61 à 81cm
- Largeur entre accoudoirs : 52cm
- Profondeur d'assise : 44cm
- Largeur assise : 41cm
- Ouverture lunette : 20x28cm
- Matériaux : acier époxy, Polypropylène
- Poids : 4.1kg
- Poids maxi utilisateur : 190kg

Image	UGS	Option	Prix
	10146	Assise : Standard	150.00 CHF TVA incluse
	10147	Assise : Ouverte	150.00 CHF TVA incluse

Prix : 150.00 CHF TVA incluse



CADRE DE WC RÉGLABLE ASHBRAY

En stock

- Hauteur totale : 68 à 83cm
- Hauteur mini - maxi du siège : 46 à 61cm
- Profondeur totale : 48cm
- Largeur entre accoudoirs : 50cm
- Siège (L x l) : 45 x 38.5cm
- Ouverture lunette : 17x25cm
- Poids max. : 190kg

UGS : 10058

Prix : 150.00 CHF TVA incluse



ACCOUDOIRS DE TOILETTE KOS

En stock

- Largeur entre accoudoirs : 49.5 à 54.5cm
- Hauteur totale : 69 à 81.5cm (6 positions)
- Profondeur hors tout : 49cm
- Couleur : Blanc et noir
- Matériaux : acier + peinture époxy et polypropylène
- Poids maxi utilisateur : 100kg

UGS : 10059

Prix : 119.00 CHF TVA incluse



CADRE WC À FIXER LIDDY

En stock

- Largeur : 56cm
- Hauteur : 63-74cm
- Profondeur : 47cm
- Poids : 1.45kg
- Poids maxi utilisateur : 130kg

UGS : 10152

Prix : 85.00 CHF TVA incluse

CHAISE DE DOUCHE



CHAISE DE DOUCHE À ROULETTES ASTON Standard & Roues 24"

Modèle Standard En stock, Grandes roues, XL & XXL sur commande

- Hauteur d'assise (réglable) 51 / 56 cm
- Largeur totale : 56cm & 70cm (roues 24")
- Hauteur totale : 99 - 104cm
- Profondeur assise : 42cm
- Largeur d'assise : 46cm
- Longueur totale : 87cm & 112cm (roues 24")
- Couleur : blanc-bleu
- Poids : 13.4kg & 16kg (roues 24")
- Poids max. : 160kg

Existe en version XL et XXL :

- Largeur totale : XL 66 cm | XXL 80 cm
- Largeur d'assise : XL 55 cm | XXL 60 cm
- Poids : XL 17 kg | XXL 19 kg
- Poids max. : XL 260 kg | XXL 300 kg
- Structure : Renforcée pour fortes corpulences
- Option grandes roues 24" : Disponible sur demande – Nous consulter pour le tarif.

UGS : 10072-1 (std) ; 10072-2 (roues 24") ; 10072-3 (XL) ; 10072-4 (XXL)

Prix : 499.00 CHF à 1'449.00 CHF TVA incluse

Standard Disponible à la location : 65.– CHF/mois + Achat du Seau 25.– CHF (une fois)



CHAISE DE DOUCHE AQUATEC OCEAN ERGO ROUES 5" & 24"

Sur Commande : Délai de livraison de 1 à 2 semaines

- Assise réglable en hauteur de 475 à 600mm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Accoudoirs relevables amovibles
- Dossier réglable en tension
- Repose-pieds réglables en hauteur
- Largeur totale : (roues 5" 56cm) (roues 24" 67.5cm)
- Profondeur sans repose pieds : (roues 5" 70cm) (roues 24" 85.5cm)
- Largeur assise : 48cm
- Profondeur assise : 45cm
- Hauteur d'assise : 47.5 à 60cm
- Largeur entre les accoudoirs : 46cm
- Hauteur d'assise : 47.5 à 60cm
- Poids : (roues 5" 14.5kg) (roues 24" 19.5kg)
- Couleur : Blanc
- Charge max. utilisateur : 150kg
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C

UGS : 10133 & 10138 (roues 24")

Prix : De 990.00 CHF à 1699.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS

En stock

- Dimension assise : 54x41cm
- Hauteur totale : 80-95cm
- Largeur entre accoudoirs : 45cm
- Largeur totale avec accoudoirs : 56cm
- Profondeur totale : 47/50cm
- Poids : 4.7kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10165

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE (DOSSIER AMOVIBLE)

En stock

- Dimension assise : 50x37cm
- Réglage hauteur : 38-55cm
- Encombrement pieds : 42x43cm
- Poids max. utilisateur : 180kg
- Poids : 4.5kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10039

Prix : 129.00 CHF TVA incluse



CHAISE DE DOUCHE PLIANTE ET À ROULETTES MINORQUE

En stock

- Largeur du siège : 43cm
- Profondeur du siège : 43cm
- Hauteur du siège : 52cm
- Largeur entre accoudoirs : 49cm
- Dimensions hors tout (L x P x H) : 61x75x95cm
- Poids : 9.9kg
- Poids utilisateur : 125kg

UGS : 10167

Prix : 399.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL D'AISANCE WHEELABLE, 100% Waterproof (Std ou Small)

Sur Commande : Délai nous consulter

- Poids : 11.6kg
- Poids maximum supporté : 130kg
- Fabriqué en matière plastique avec des composants innovants
- Parties métalliques en acier inox

Dimensions ouvert :

- Largeur : 48cm
- Largeur d'assise : 41cm
- Profondeur : 67cm
- Profondeur d'assise : 43cm
- Hauteur d'assise : 53cm
- Hauteur du dossier : 39cm
- Hauteur totale : 92cm

Dimensions plié :

- Largeur : 23cm
- Hauteur : 54cm
- Longueur : 67cm

Options (non comprises) :

- Seau pour chaise + **59.00 CHF ttc**
- Sac de transport + **399.00 CHF ttc**
- Assise de siège rembourrée + **219.00 CHF ttc**

UGS : 10130

Prix : 1'599.00 CHF TVA incluse (Assise std), 1'768.00 CHF TVA incluse (Assise Small)

CHAISE PERCÉE



CHAISE PERCÉE BARIATRIQUE

En stock

- Hauteur totale : 90cm
- Largeur totale : 87cm
- Profondeur totale : 53cm
- Hauteur d'assise : 52cm
- Largeur d'assise : 75cm
- Profondeur d'assise : 45cm
- Matériaux : acier époxy, PVC étanche
- Poids : 9.5kg
- Poids maxi utilisateur : 160kg

UGS : 10145**Prix : 280.00 CHF TVA incluse**

CHAISE PERCÉE DE TOILETTE AUTONOME

En stock ; 1 seul exemplaire à saisir !

- Profondeur : 55cm
- Largeur : 61cm
- Hauteur : 64 à 69cm
- Poids : 19kg
- Poids max. utilisateur : 160kg
- Couleur : Blanc
- Réservoir eau de 3.5L suffisant pour 2 à 3 utilisations

LIQUIDATION
-40 %

UGS : 10134**Prix : ~~1'090.00~~ → 796.00 CHF TVA incluse**

CHAISE PERCÉE EN BOIS

Standard : **En stock (1 exemplaire)**

- Hauteur assise : 46cm
- Largeur hors tout : 56cm
- Largeur entre accoudoirs : 44cm
- Poids max. utilisateur : 160kg

Luxe : **En stock (1 exemplaire)**

- Hauteur assise : 48cm
- Largeur hors tout : 53cm
- Largeur entre accoudoirs : 46cm
- Poids max. utilisateur : 160kg

Walton : **Sur Commande : Délai de 3 à 4 semaines**

- Hauteur assise réglable : De 40.5cm à 53,5cm
- Largeur hors tout : 69cm
- Largeur entre accoudoirs : 48cm
- Poids max. utilisateur : 190kg

Image	UGS	Modèle	Prix
	10066	Standard	399.00 CHF TVA incluse
	10177	Médium	499.00 CHF TVA incluse
	10067	Luxe	599.00 CHF TVA incluse

Prix : 399.00 CHF – 599.00 CHF TVA incluse**NOUVEAU**

LIQUIDATION
-40%



CHAISE PERCÉE MODULAIRE AQUATEC PICO

En stock

- Hauteur assise : 42-57cm
- Largeur hors tout : 57cm
- Profondeur hors tout : 52cm
- Largeur entre accoudoirs : 43cm
- Profondeur assise : 42cm
- Hauteur totale : 82-97cm
- Couleur : Blanc
- Poids : 4.8kg
- Poids max. utilisateur : 160kg

UGS : 10068

Prix : 259.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE OMEGA ECO

En stock

- Hauteur assise : 40-58cm
- Largeur assise : 45cm
- Profondeur assise : 43cm
- Largeur totale : 58cm
- Largeur entre accoudoirs : 47cm
- Couleur : Lavande
- Poids max. utilisateur : 140kg

UGS : 10063

Prix : 229.00 CHF TVA incluse



CHAISE PERCÉE NEW OPEN, HAUTEUR RÉGLABLE, AVEC GALETTE

En stock

Disponible à la location : 40.– CHF/mois + Achat du Seau 25.– CHF (une fois)

- Hauteur totale : 81 / 96cm
- Largeur totale : 62cm
- Profondeur d'assise : 44cm
- Profondeur totale : 51cm
- Hauteur d'assise : 47 / 62cm
- Matériaux : acier époxy, PVC étanche
- Couleur : Gris
- Poids : 6.3kg
- Poids maxi utilisateur : 130kg

UGS : 10144

Prix : 209.00 CHF TVA incluse

CHAISE PERCÉE A ROULETTE



CHAISE PERCÉE À ROULETTES CASCATA

Sur Commande : Délai de livraison de 1 à 2 semaines

- Hauteur assise : 48cm
- Largeur hors tout : 57.5cm
- Largeur assise : 45cm
- Couleur : Anthracite
- Poids : 14kg
- Poids max. utilisateur : 130kg
- 2 roues ø12.5cm freinées

UGS : 10069

Prix : 245.00 CHF TVA incluse

COUSSIN POUR WC



COUSSIN DE SIÈGE DE TOILETTES

En stock

- Hauteur : 4cm
- Couleur : Blanc
- Matière : Polyuréthane
- Nettoyage : A l'eau chaude ou avec des nettoyeurs neutres
- Ouverture : 27.5x22cm

Image	UGS	Option	Prix
	10160B	Couleur : Blanc	79.00 CHF TVA incluse
	10160T	Couleur : Turquoise	79.00 CHF TVA Incluse

Prix : 79.00 CHF TVA incluse

MARCHEPIED



MARCHEPIED ASHBY STEP-2

En stock

- Dimensions de la plaque : 52x33cm
- Hauteur possible : 10 ou 15cm
- Poids max. utilisateur : 190kg

Image	UGS	Option	Prix
	10013B	Couleur : Blanc	99.00 CHF TVA incluse
	10013R	Couleur : —	

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EMPILABLE

En stock

- Dimensions de la plaque : 45x35cm
- Hauteur de chaque plaque : 2.5cm
- Hauteur possible : 2.5 / 5 / 7.5 / 10cm
- Poids max. utilisateur : 500kg

UGS : 10012

Prix : 89.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED EN BAMBOU

En stock

- Dimensions : 45.4x35.4cm
- Hauteur : 10cm
- Poids max. utilisateur : 318kg

UGS : 10122

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED BALNEO 200 avec poignée réversible

En stock

- Dimensions : 45.4x35.4cm
- Hauteur : 10cm
- Poids max. utilisateur : 318kg

UGS : 10176

Prix : 199.00 CHF TVA incluse



MARCHEPIED HYSEA

En stock

- Dimensions : 45x35cm
- Hauteur : 19cm
- Poids : 2.1kg

UGS : 10088

Prix : 79.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE BAIN



PLANCHE DE BAIN 6 LATTES

En stock

- Longueur : selon modèle
- Planche à **6 lattes**
- Largeur du siège : 35cm
- Poids max. utilisateur : 190kg

Image	UGS	Longueur	Prix
	10171	66cm	79.00 CHF TVA Include
	10172	69cm	79.00 CHF TVA Include
	10173	71cm	79.00 CHF TVA Include

Prix : 79.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE BAIN À 4 LATTES NUVO

En stock

- Planche à 4 lattes
- Largeur du siège : 35cm
- Longueur : 72.4cm
- Poids max. utilisateur : 190kg

UGS : 10003

Prix : 95.00 CHF TVA incluse

Option :
Poignée = UGS10004
+ CHF 30.00 ttc



PLANCHE DE BAIN À 6 LATTES SAVANAH

En stock

- Planche à 6 lattes
- Largeur du siège : 35cm
- Longueur : 76.2cm
- Poids max. utilisateur : 190kg

UGS : 10005

Prix : 125.00 CHF TVA incluse

Rupture de stock



PLANCHE DE BAIN MOULEE

En stock

- Assise ergonomique
- Longueur : selon modèle
- Poids max. utilisateur : selon modèle

Disponible à la location : 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Longueur	Prix
	10006	Max. 150kg	69 cm	69.00 CHF TVA include
	10102	Max. 190kg	71.1cm	69.00 CHF TVA Include
	10007	Max. 200kg	74 cm	69.00 CHF TVA Include

Prix : 90.00 CHF – 95.00 CHF TVA incluse

RÉHAUSSES WC



LIQUIDATION
-50%

RÉHAUSSE WC COLORÉ

En stock

• Poids maxi utilisateur : 190kg

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10156	Bleu	10cm	74.00 CHF TVA Incluse
	10056		15cm	94.00 CHF TVA Incluse
	10157	Rouge	10cm	74.00 CHF TVA Incluse

Prix : De ~~74.00~~ à ~~94.00~~ CHF TVA incluse = De 37.00 à 47 CHF TVA incluse



LIQUIDATION
-40%

RÉHAUSSE WC DERBY

En stock

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse : selon modèle
- Poids max. utilisateur : 190kg
- Couleur : Crème

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10046	Sans couvercle	5cm	69.00 CHF TVA Incluse :
	10047	Avec couvercle	5cm	79.00 CHF TVA incluse
	10048	Sans couvercle	10cm	79.00 CHF TVA incluse
	10049	Avec couvercle	10cm	89.00 CHF TVA Incluse

Prix : ~~69.00~~ CHF – ~~89.00~~ CHF TVA incluse = 41.40 CHF à 53.40 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC IBIZA

En stock

- Fixation par 2 molettes très rapide
- Forme anatomique moulée confortable
- Hauteur : 15cm
- Poids max. utilisateur : 225kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10054

Prix : 85.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC PRIMA

En stock

- Disponible avec ou sans couvercle
- Hauteur réhausse : selon modèle
- Poids max. utilisateur : 190kg
- Couleur : Blanc

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10050	Sans couvercle	5cm	79.00 CHF TVA Incluse
	10051	Avec couvercle	5cm	89.00 CHF TVA incluse
	10052	Sans couvercle	10cm	79.00 CHF TVA Incluse
	10053	Avec couvercle	10cm	89.00 CHF TVA incluse

Prix : 79.00 CHF – 89.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC SOUPLE (EN MOUSSE)

En stock

- Hauteur réhausse : 11cm
- Découpe intime : 21x26cm
- Poids max. utilisateur : 185kg
- Poids : 2kg
- Couleur : Gris

UGS : 10055

Prix : 89.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE TOILETTE BARIATRIQUE BIG JOHN

En stock

- Hauteur réhausse : 3.8cm
- Largeur assise : 48cm
- Couleur : Blanc
- Poids max. utilisateur : 380kg

UGS : 10095

Prix : 199.00 CHF TVA incluse

Compatible
UGS.10098
Ashby Lift



Compatible
UGS.10096
Baia LED





RÉHAUSSE WC ASHBY LIFT

En stock

- 3 formes disponible pour s'adapter à la forme de votre cuvette
- Hauteur réhausse : 7.5cm + Hauteur de l'abattant (Environs 10cm total)
- Poids max. utilisateur : 190kg
- Couleur : Blanc
- Permet de conserver son abattant pour une esthétique WC conservée

Image	Modèle	Hauteur
	Carré	7.5cm + Abattant
	D-Shape	7.5cm + Abattant
	Ovale	7.5cm + Abattant

UGS : 10098

Prix : 119.00 CHF TVA incluse

Compatible
UGS.10095
Big John



Compatible
UGS.10097
Silver V2




PROTECTION ANTI-ECLABOUSSURE

En stock

- Réglable en Hauteur et en écartement
- Fixation par Adhésif de haute qualité
- Entièrement démontable pour le nettoyage
- Couleur : Bleu

UGS : 10169

Prix : 49.00 CHF TVA incluse



PINCE HYGIÉNIQUE A LONG MANCHE

En stock

- Manche long légèrement incurvé
- Longueur du manche : 34.2cm
- Extrémités : Pincers souples antidérapantes
- Couleur : Blanc et Vert

UGS : 10123

Prix : 44.90 CHF TVA incluse

RÉHAUSSES WC AVEC ACCOUDOIRS



RÉHAUSSE WC AQUATEC 900

En stock

- Hauteur réhausse réglable : 6 / 10 / 15cm
- Poids : 5kg
- Poids max. utilisateur : 120kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10057

Prix : 179.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC AQUATEC 90000

En stock

- Poids : 4.4kg
- Couleur : Blanc
- Poids max. utilisateur : 150kg

Image	UGS	Option	Prix
	10124	2cm	229.00 CHF TVA Include
	10178	6cm	239.00 CHF TVA Include
	10142	10cm	249.00 CHF TVA Include

Prix : 270.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC HI LOO

En stock

- Accoudoirs : polypropylène et tube acier peinture époxy
- Siège : polypropylène
- Fixation : Aluminium
- Poids : 4.9kg
- Poids maxi : 130kg

Image	UGS	Modèle	Option	Prix
	10101	Avec accoudoirs	6cm	350.00 CHF TVA include
	10139	Avec accoudoirs	10cm	350.00 CHF TVA include
	10140	Sans accoudoirs	6cm	135.00 CHF TVA include
	10141	Sans accoudoirs	10cm	155.00 CHF TVA Include

Prix : 135.00 CHF – 350.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC MY-LOO FIX

En stock

- Hauteur : 2cm
- Couleur : Blanc
- Poids maxi utilisateur : 150kg

UGS : 10159

Prix : 260.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC SMARTFIX

En stock

- Montage rapide et facile
- Convient à tous les WC usuels - notamment aussi en cas de céramique de forme fermée
- Réglage en hauteur facile - 8, 12 ou 15 cm
- Ouverture (Lxl): 25.5 x 19.5 cm

UGS : 10168

Prix : 255.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC TINA

En stock

- Largeur totale : 52cm
- Profondeur : 43cm
- Hauteur totale : 38cm
- Hauteur du siège : 11cm
- Poids utilisateur : 130kg

UGS : 10166

Prix : 129.00 CHF TVA incluse



RÉHAUSSE WC CLIPPER

En stock

- Disponible avec ou sans couvercle et avec ou sans cadre
- Hauteur réhausse : 11cm
- Poids max. utilisateur : 185kg
- Couleur : Blanc

NOUVEAU

Image	UGS	Modèle	Hauteur	Prix
	10181	Sans couvercle	11cm	119.00 CHF TVA Incluse
	10182	Avec couvercle	11cm	129.00 CHF TVA incluse
	10183	Avec Cadre Sans couvercle	11cm	179.00 CHF TVA Incluse
	10184	Avec Cadre Avec couvercle	11cm	189.00 CHF TVA Incluse

Prix : 119.00 CHF – 189.00 CHF TVA incluse

KITS ET ABATTANTS (WC JAPONAIS)



BAÏA LED

En stock

- Alternative hygiénique et efficace à l'usage de papier toilette
- Garantie 2 ans retour atelier
- Fourni avec T de raccordement + tuyau 80cm
- Couleur : Blanc
- LED fonctionnent avec 2 x AAA/LR03 (non fournies)
- **Fonctionne sans électricité**, 2 x piles AAA

UGS : 10096

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



Compatible
UGS.10095
Big John




Abattant Luxe SILVER V2

En stock

- Alternative hygiénique et efficace à l'usage de papier toilette
- Garantie 2 ans retour atelier
- Lavage avant et arrière à eau chaude
- Siège chauffant
- Séchage à air chaud
- Télécommande avec support mural
- Couleur : Blanc
- Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour l'installation

UGS : 10097

Prix : 479.00 CHF TVA incluse



Compatible
UGS.10098
Ashby Lift



SIÈGE DE BAIN



ELÉVATEUR DE BAIN GALAPAGOS

Sur Commande : Délai de livraison de 2 à 3 semaines

- Poids : 9.6kg
- Hauteur de l'élévateur max. : 107.5cm
- Assise réglable en hauteur de 8 à 48cm
- Dimensions du socle : 31 x 61.2cm
- Dimension assise : Largeur 36cm x Profondeur 50cm
- Dimensions dossier : 36x65cm
- Poids max. utilisateur : 140kg
- Couleur : Blanc

1 unités Disponible à la location: 75.- CHF/mois

UGS : 10132

Prix : 690.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN COSBY

En stock

- Assise : 46x29cm
- Hauteur : 20cm
- Poids : 800g
- Poids max. utilisateur : 190kg

UGS : 10011

Prix : ~~89.00~~ CHF TVA incluse



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT MERCURY

UNIQUEMENT Disponible à la location : 55.- CHF/mois

- Dimensions du siège : 40x33cm
- Hauteur du dossier : 30cm
- Profondeur hors-tout : 55cm
- Largeur hors-tout : 69 à 79cm
- Poids : 6.6kg
- Poids max. utilisateur : 100kg
- Couleur : Bleu lavande

UGS : 10010



SIEGE DE BAIN PIVOTANT 360° AVEC TRANSLATION

Sur Commande : Délai de livraison de 2 à 3 semaines

- Poids : 8kg
- Dimensions du siège : H.54cm x L.40cm
- Hauteur du dossier : 40cm
- Poids max. utilisateur : 120kg
- Couleur : Bleu lavande

UGS : 10175

Prix : 486.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE À FIXER



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE ECO. AVEC DÉCOUPE

En stock

- Hauteur du siège : 47 à 54.6 cm
- Dimensions de l'assise : 40.6 x 39.4 cm
- Profondeur d'assise : 50 cm
- Largeur totale avec cadre : 47.5 cm
- Poids max. utilisateur : 136kg

UGS : 10148

Prix : 129.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIEDS GRACE

En stock

- Dimension assise : 49x28cm
- Encombrement depuis mur : Ouvert 38cm. Fermé : 14.5cm
- Réglage hauteur : 40-54cm
- Poids : 4.6kg
- Poids max. utilisateur : 160kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10036

Prix : 165.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE HONOLULU (Standard & Bariatrique)

Standard : *En stock*

- Hauteur du siège : 39 à 64cm
- Profondeur d'assise : 45cm
- Largeur d'assise : 46cm
- Poids max. utilisateur : 253kg



Bariatrique : *Sur commande (2 à 3 sem.)*

- Hauteur du siège : 39 à 64cm
- Profondeur d'assise : 45cm
- Largeur d'assise : 58cm
- Poids max. utilisateur : 253kg

UGS : 10179

Prix : De 499 à 599.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE DOUCHE REMBOURRÉ RABATTABLE AVEC ACCOUDOIRS

En stock

- Largeur d'assise : 46cm
- Hauteur du siège : 47.5 à 60cm
- Profondeur d'assise : 38cm
- Encombrement depuis mur : Ouvert 50cm. Fermé : 17.5cm
- Poids du produit : 5.8kg
- Hauteur : 89 à 120cm
- Largeur totale : 61cm
- Poids maxi utilisateur : 160kg

UGS : 10135

Prix : 250.00 CHF TVA incluse

SIÈGE DE TRANSFERT



SIÈGE DE TRANSFERT DE BAIN COULISSANT SLIDO

En stock

- Poids : 6.5kg
- Matière : Structure en aluminium, siège, dossier et porte-savon en plastique
- Longueur du banc : 106cm
- Hauteur du banc : de 79.5cm à 89.5cm
- Profondeur du banc : 46.5cm
- Hauteur du siège : de 46 à 56cm
- Largeur du siège : 50cm
- Profondeur du siège : 39.5cm
- Poids max. utilisateur : 130kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10131

Prix : 279.00 CHF TVA incluse



SIÈGE DE TRANSFERT KATE

En stock

- Dimension assise : 40x67cm
- Réglage hauteur : 44-54cm
- Poids max. utilisateur : 100kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10045

Prix : 199.00 CHF TVA incluse

TABOURET DE DOUCHE



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC DÉCOUPE SIDNEY

En stock

- Dimension assise : 40x41cm
- Réglage hauteur : 47-55cm
- Encombrement total : 45x50cm
- Poids : 4.5kg
- Couleur : Blanc
- Poids max. utilisateur : 120kg

UGS : 10092

Prix : 139.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE AVEC POIGNÉES

En stock

- Dimension assise : 38x28cm
- Largeur entre accoudoirs : 48.5cm
- Réglage hauteur : 48-63cm
- Poids : 5kg
- Poids max. utilisateur : 160kg
- Couleur : Blanc

UGS : 10035

Prix : 129.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE EN HAUTEUR JILL

En stock

- Dimension assise : 49x29cm
- Réglage hauteur : 35-53cm
- Poids max. utilisateur : 150kg
- Couleur : Blanc

Disponible à la location : 25.- CHF/mois

UGS : 10034

Prix : 129.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE ROND EASY (MAX 200KG)

En stock

- Largeur : 40cm
- Hauteur : 42-57cm
- Siège : Polypropylène
- Pieds : aluminium
- Couleur : bleu
- Poids : 2.7kg
- Poids maxi utilisateur : 200kg

UGS : 10158

Prix : 120.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE ROND (MAX 136KG)

En stock

- Assise : Ø32.5cm
- Hauteur : 35.6-53.4cm
- Distance entre chaque pied : 38.5cm
- Couleur : Blanc
- Poids : 1.46kg
- Poids max. utilisateur : 136kg

UGS : 10084

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE EDGE

En stock

- Encombrement : sol 50-52cm
- Largeur siège : 40x40x40cm
- Hauteur : 42-57cm
- Siège : Polypropylène
- Pieds : Aluminium
- Couleur : gris
- Poids : 2.6kg
- Poids maxi utilisateur : 130kg

Image	UGS	Hauteur	Prix
	10153	Standard	120.00 CHF TVA incluse

Prix : 120.00 CHF TVA incluse

TAPIS DE BAIN



JEU DE 20 BANDES ANTI-DÉRAPENTES

En stock

Longueur d'une bandelette : 1.9cm x 21.6 cm

UGS : 10163**Prix :** 20.00 CHF TVA incluse

TAPIS DE BAIN 76X35CM

En stock

- Dimensions de la plaque : 76x35cm
- Couleur possible : Selon modèle
- Poids : 0.720kg

UGS : 10014**Prix :** 20.00 CHF TVA incluse

TAPIS DE DOUCHE BLEU

En stock

- Dimensions : 53 x 53cm
- Couleur : bleu
- Lavable en machine à 40°
- Matériaux : 100% caoutchouc naturel

UGS : 10149**Prix :** 50.00 CHF TVA incluse

TAPIS DE BAIN BLEU

En stock

- Tapis de bain antidérapant
- Fixation au fond de la baignoire par multiples ventouses
- Dimensions : 90x40cm
- Résistant et lavable en machine à 40°C

UGS : 10017**Prix :** 40.00 CHF TVA incluse

SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES



STABIBAIN – TRAITEMENT POUR SURFACES EMAILLEES

NE CONVIENT PAS AU REVETEMENTS SYNTHETIQUES

En stock

- Temps de mise en œuvre : 20mn
- Durabilité : Plusieurs années (Dégraissage régulier impératif)
- Conditionnement : 500ml (Env. 1 x baignoire-douche) / 1L (Env. 2 x baignoire-douche)

UGS : 10127-1 (500ml) ou 10127-2 (1Litre)

Prix : 85.00 CHF et 155.00 CHF TVA incluse

Vous préférez nous confier l'application ?

AàZsolutions propose également une **prestation complète de traitement antidérapant** :

- préparation et dégraissage de la surface ;
- application professionnelle du traitement ;
- 2ème dégraissage, rinçage et finition.

Contactez-nous pour une offre adaptée à votre baignoire, votre douche et à votre projet.

MOBILITÉ

ACCESSOIRE DE MOBILITÉ



RAMPE DE SEUIL PLIANTE EN FIBRE DE VERRE

Sur Commande : Délai de livraison de 3 à 4 semaines

- Disponible en 4 tailles
- Matière : Fibre de verre renforcée
- Capacité max. : 300kg
- Couleurs contrastées
- Poids : De 8kg à 13.5kg selon version

Version L x l :

UGS.20125-1 : 51 x 66

UGS.20125-2 : 76 x 66

UGS.20125-3 : 51 x 76

UGS.20125-4 : 76 x 76

UGS : 20125

Prix : De 746 à 899.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



TALONNETTE ANTI-GLISSE CLOUTÉE (PAIRE)

En stock

- M pour les tailles de chaussures 35-40
- L pour chaussures de taille 41-46

Image	UGS	Modèle	Prix
	20082	Large	45.00 CHF TVA Incluse
	20083	Medium	45.00 CHF TVA Incluse

Prix : 45.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR CADRE DE MARCHE



CADDIE BUCKINGHAM POUR CADRE DE MARCHE

En stock

- Dimensions plateau : 45.5x31cm
- Largeur sans plateau : 43.5cm
- Hauteur : 20cm
- Poids total : 0.94kg (0.56Kg panier, 0.38Kg plateau)
- Poids max. : 2kg
- Couleur : Gris

UGS : 20103

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



FILET POUR CADRE DE MARCHE

En stock

- Dim. (Lxl): 39x34cm
- Poids : 0.06kg

UGS : 20031

Prix : 25.00 CHF TVA incluse



PANIER POUR CADRE DE MARCHE

En stock

- Longueur : 40.5cm
- Largeur : 15cm
- Profondeur : 18cm
- Poids : 0.4kg
- Poids max. : 4.5kg

UGS : 20029

Prix : 30.00 CHF TVA incluse



PATINS POUR CADRE DE MARCHE (PAIRE)

En stock

- Pour montage sur tube diamètre 25mm
- Poids : 0.13kg
- Conditionnement : La paire

UGS : 20030

Prix : 25.00 CHF TVA incluse



ROUES POUR CADRE DE MARCHE LYN 2

En stock

UGS : 20035

Prix : 40.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



ROUES avec FREINS POUR CADRE DE MARCHE LYN 2

En stock

UGS : 20036

Prix : 50.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR CANNE



CRAMPON POUR CANNE (UNITAIRE)

En stock

UGS : 20065

Prix : 15.00 CHF TVA incluse



DRAGONNE POUR CANNE

En stock

- Hauteur : 110-130cm
- Poids max. utilisateur : 130kg

UGS : 20054

Prix : 15.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT AVEC AIMANT INTÉGRÉ MYSLEEVE

En stock

- Restriction utilisateur : non utilisable par enfant -12ans et personne ayant un pacemaker
- Matière : Silicone (sans Latex)
- Couleur : Noir

UGS : 20139

Prix : 60.00 CHF TVA incluse



POIGNÉE CONFORT DE CANNE (PAIRE)

En stock

- Matière : Néoprène avec fermeture velcro
- Couleur : Noir

UGS : 20071

Prix : 25.00 CHF TVA incluse



SUPPORT BÉQUILLES OU CANNES

En stock

- Diamètre de pied : 22.5 x 14.5cm
- Hauteur : 67.5cm
- Poids : 3kg

UGS : 20150

Prix : 120.00 CHF TVA incluse

ACCESSOIRE POUR ROLLATOR



LAMPE SILVERLUX

En stock

- Lampes à LED blanches
- Alimentation : 2 piles AAA 1.5V (non fournies)
- Largeur : 3.8cm
- Profondeur : 5.9cm
- Hauteur : 8.5cm
- S'installe sans outil sur toutes formes tubulaires de 20 à 26mm

UGS : 20121

Prix : 35.00 CHF TVA incluse



PANIER ET PLATEAU POUR ROLLATOR 3 ROUES - UGS.20152

En stock

- Hauteur : 26.5cm
- Longueur : 23.9cm
- Largeur : 27.5cm
- Charge max. : 1kg
- Poids : 1kg

UGS : 20153

Prix : 50.00 CHF TVA incluse



PORTE CANNE POUR ROLLATOR & FAUTEUIL ROULANT

En stock

- Poids : 0.115kg

UGS : 20092

Prix : 20.00 CHF TVA incluse



PORTE BOUTEILLE MOBIO

En stock

- Système d'attache de la bouteille par bandes Velcro
- S'installe sur toutes formes tubulaires

UGS : 20122

Prix : 180.00 CHF TVA incluse

CADRE DE MARCHE FIXE



CADRE DE MARCHE Drive

En stock

- Disponible avec ou sans roues
- Hauteur : Selon modèle
- Largeur : Selon modèle
- Poids max. utilisateur : 159kg
- Compatible : Réf. 20030

Disponible à la location : 25.- CHF/mois

Image	UGS	Modèle	Option	Hauteur	Largeur	Prix
	20013	Standard M	Sans roues	76-83.5cm	57cm	150.00 CHF TVA incluse
	20014	Standard M	Avec 2 roues	79-86.5cm	57cm	180.00 CHF TVA incluse
	20015	Standard L	Sans roues	86.5-94cm	57cm	150.00 CHF TVA incluse
	20016	Standard L	Avec 2 roues	96.5-104.5cm	57cm	180.00 CHF TVA incluse

Prix : 150.00 CHF – 180.00 CHF TVA incluse

Les modèles Cadre de marche DRIVE disponible à la vente sur le site www.aazsolutions.ch ne disposent pas pour le moment du CH-Rep

CADRE DE MARCHÉ PLIANT



CADRE DE MARCHÉ LÉGER, PLIABLE, DEUX NIVEAUX

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 80-93cm
- Largeur entre les poignées : 45cm
- Largeur totale : 54cm
- Profondeur : 55cm
- Profondeur plié : 11cm
- Poids : 2.5kg
- Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 20080

Prix : 150.00 CHF TVA incluse



CADRE DE MARCHÉ PLIANT LYNIA 2

En stock

Déambulateur fixe et articulé

- Largeur totale : 56cm
- Poignées réglables en hauteur : 78 - 95.5cm
- Profondeur : 47cm
- Profondeur plié : 12cm
- Poids max. utilisateur : 130kg

Disponible à la location : 25.- CHF/mois

UGS : 20033

Prix : 109.00 CHF TVA incluse

Option :

UGS.20030
+ CHF25.00



Option :

UGS.20035
+ CHF40.00



CADRE DE MARCHÉ PLIANT avec 2 roues 5"

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 77 à 96.5cm
- Largeur entre les poignées : 43cm
- Largeur totale : 60cm
- Profondeur : 49.5cm
- Poids : 3.4kg
- Poids max. utilisateur : 120kg

UGS : 20154

Prix : 134.00 CHF TVA incluse

Option :

UGS.20030
+ CHF25.00



CADRE DE MARCHÉ PLIANT REGLABLE EN HAUTEUR + LARGEUR

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 77.5 à 95cm
- Largeur entre les poignées : 39.5 à 49.5cm
- Largeur hors tout : 57 à 69cm
- Profondeur : 49.5cm
- Poids : 2.6kg
- Poids max. utilisateur : 136kg

UGS : 20172

Prix : 159.00 CHF à 214.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

Option :

UGS.20030
+ CHF25.00





CADRE DE MARCHE PLIANT RENFORCE FORTISSIMO

En stock

- Largeur : 66cm
- Profondeur : 59cm
- Réglage en hauteur : 82 à 99,5cm
- Epaisseur plié : 10cm
- Poids cadre : 3.4kg
- Poids max. utilisateur : 227kg

UGS : 20032

Prix : 249.00 CHF TVA incluse

CANNE



BATON DE MARCHE

En stock

- Hauteur réglable : 64 à 135cm
- Capsule en caoutchouc : Ø intérieur 1.2cm
- Poids maxi utilisateur : 100kg
- Poids : 0.33kg

Image	UGS	Option	Prix
	20134	Couleur : Noir	34.50 CHF TVA Incluse
	20135	Couleur : Rouge	34.50 CHF TVA Incluse

Prix : 50.00 CHF TVA incluse

BÉQUILLE AXILLAIRE (PAIRE)

En stock

- Hauteur : 130-150cm patient 175-195cm
- Poids max. utilisateur : 120kg

Disponible à la location : 30.- CHF/mois

Image	UGS	Hauteur	Prix
	20055L	130-150cm	65.00 CHF TVA Incluse
	20055M	110-130cm	65.00 CHF TVA Incluse

Prix : 65.00 CHF TVA incluse

CANNE AVEC APPUI POUR ARTHRIQUE (SEULE)

En stock

- Hauteur : 96-121cm
- Poids : 1.4kg
- Conditionnement : Par paire
- Poids max. utilisateur : 160kg

Disponible à la location : 30.- CHF/mois seule ou 60.- CHF/mois la paire**UGS :** 20056**Prix :** 139.00 CHF TVA incluse

CANNE AVEC EMBOUT STABILISATEUR

En stock

- Tient debout seule
- Hauteur réglable de 77 à 95 cm
- Matériaux : aluminium
- Pliable
- Poids : 460g
- Poids max. utilisateur : 150kg

UGS : 20131**Prix :** 39.00 CHF TVA incluse



CANNE AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

En stock

- Hauteur poignée : 77,5-91cm
- Diamètre pieds : 1.9cm
- Poids : 0.355kg
- Couleur : Noire anodisée
- Poids max. utilisateur : 100kg

Image	UGS	Modèle	Prix
	20050	Poignée : droite	39.00 CHF TVA Incluse
	20051	Poignée : gauche	39.00 CHF TVA Incluse

Prix : 48.00 CHF TVA incluse



CANNE EN BOIS, POIGNÉE COURBE EN T, 90CM

En stock

- Hauteur poignée : 90cm
- Diamètre pieds : 2.2cm
- Poids : 0.300kg
- Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 20045

Prix : 35.00 CHF TVA incluse



CANNE EN BOIS, POIGNÉE EN T, 97.5CM

En stock

- Hauteur poignée : 97.5cm
- Diamètre pieds : 2.2cm
- Poids : 0.300kg
- Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 20047

Prix : 25.00 CHF TVA incluse



CANNE PARAPLUIE

En stock

- Hauteur sol/poignée : 83 à 90cm
- Poids : 525g
- Poids max. utilisateur : 90kg

UGS : 20133

Prix : 38.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE BRONZE

En stock

- Hauteur poignée : 82-92cm
- Poids : 0.345kg
- Pliable en 4 (longueur 30cm)
- Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 20068

Prix : 60.00 CHF TVA incluse



CANNE PLIABLE NOIRE

En stock

- Hauteur poignée : 82-92cm
- Poids : 0.345kg
- Pliable en 4 (longueur 30cm)
- Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 20052

Prix : 60.00 CHF TVA incluse

CANNE SILENCIEUSE

En stock

- Hauteur poignée : 79-106.5cm
- Poids max. utilisateur : 135kg

Image	UGS	Modèle	Option	Prix
-------	-----	--------	--------	------



20100

Poids : 135kg

Couleur : Alu
Fantaisie

45.00 CHF TVA
incluse



CF08



CF09



CF12



CF13



CF17



CF18



20049B

Poids : 100kg

Couleur : Bois

38.00 CHF TVA
incluse



20049N

Poids : 100kg

Couleur : Noir

38.00 CHF TVA
Incluse

Prix : 38.00 CHF – 45.00 CHF TVA incluse



CANNE BLANCHE POUR MALVOYANT & NON-VOYANT

En stock

- Structure Aluminium
- Longueur dépliée : 133.5 cm
- Pliable en 5 partie : 30.2 cm
- Embout avec axe rotatif

UGS : 20137

Prix : 49.00 CHF TVA incluse

CANNE ANGLAISE



CANNE ANGLAISE POIGNEE MOUSSE & CROISSANT FERMÉ (PAIRE)

En stock

- Hauteur poignée : 74-96cm
- Double réglage
- Appui bras réglable : 24 à 32cm
- Poids : 0.86kg l'unité
- Poids max. utilisateur : 130kg

UGS : 20076

Prix : 98.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE A POIGNEE ANATOMIQUE & SOUPLE (PAIRE)

En stock

- Hauteur poignée : 76-96cm
- Longueur avant-bras : 23cm
- Largeur avant-bras : 9cm
- Couleur : Selon modèle
- Poids max. utilisateur : 140kg
- Poignée anatomique souple

Image	UGS	Option	Prix
	20091	Couleur : Gris	79.00 CHF TVA Inclusive

Prix : 79.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE CLASSIQUE (PAIRE)

En stock

- Hauteur poignée : 73-96cm
- Longueur poignée : 24cm
- Diamètre pieds : 1.7cm
- Poids : 0.515kg
- Couleur : Noir
- Poids max. utilisateur : 100kg

Disponible à la location : 20.- CHF/mois (noir uniquement)

Image	UGS	Option	Prix
	20037	Couleur : Noir	46.00 CHF TVA incluse
	20106	Couleur : Bleu	46.00 CHF TVA incluse
	20107	Couleur : Aubergine	46.00 CHF TVA incluse
	20108	Couleur : Lila	46.00 CHF TVA incluse

Prix : 46.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE ENFANT (PAIRE)

En stock

- Croissant fermé
- Hauteur poignée : 46-73.5cm
- Diamètre pieds : 2cm
- Poids : 0.380kg
- Couleur : Gris
- Poids maxi utilisateur : 70kg

Image	UGS	Option	Prix
	20040	Croissant fermé	70.00 CHF TVA incluse
	20138	Croissant ouvert	70.00 CHF TVA incluse

Prix : 70.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE GRANDE TAILLE (PAIRE)

En stock

- Hauteur poignée : 88-108cm
- Longueur poignée : 23cm
- Diamètre pieds : 2.2cm
- Poids : 1.4kg
- Couleur : Gris
- Poids max. utilisateur : 150kg
- Taille min. utilisateur : 1.80m

UGS : 20072

Prix : 85.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE FORTISSIMO (SEULE)

En stock

- Hauteur poignée : 76-106cm
- Double réglage
- Appui bras réglable : 24 à 32cm
- Poids : 1.3kg
- Couleur : Bleu
- Poids max. utilisateur : 180kg

UGS : 20069

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



CANNE ANGLAISE PLIABLE (PIÈCE)

En stock

- Hauteur poignée : 73.5-93.5cm
- Diamètre pieds : 2.5cm
- Poids : 0.470kg
- Poids max. utilisateur : 90kg

UGS : 20042

Prix : 70.00 CHF TVA incluse

CANNE TRIPODE ET QUADRIPODE



CANNE QUADRIPODE À BASE ÉTROITE, RÉGLABLE

En stock

- Hauteur : 67-90.5cm
- Poids : 460g
- Empreinte au sol : 14.5x14.5cm
- Poids max. utilisateur : 1113kg

UGS : 20057**Prix :** 59.00 CHF TVA incluse

CANNE QUADRIPODE À BASE LARGE, RÉGLABLE

En stock

- Hauteur : 74-100cm
- Poids : 1.2kg
- Empreinte au sol : 38x26x23cm
- Poids max. utilisateur : 125kg

UGS : 20058**Prix :** 79.00 CHF TVA incluse

CANNE TRIPODE RÉGLABLE

En stock

- Hauteur poignée : 78-90
- Encombrement pieds : 31x27cm
- Diamètre pieds : 2cm
- Poids : 1.1kg
- Poids max. utilisateur : 90kg

UGS : 20070**Prix :** 59.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL ROULANT



FAUTEUIL ROULANT ACTION1 R

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur d'assise : 380/405/430/455/480/505mm
- Profondeur d'assise : 425mm
- Pente d'assise : 3°
- Hauteur d'assise : 495mm
- Angle de dossier : 7°
- Hauteur du dossier : 430mm
- Angle des potences : 70°
- Longueur des potences : 330-460mm
- Hauteur des accoudoirs : 240mm
- Largeur hors-tout : Largeur d'assise + 195mm
- Largeur pliée hors-tout : 250mm
- Largeur hors-tout avec potence : 1085/1125mm
- Longueur hors-tout sans potence : 835/875mm
- Hauteur hors-tout : 950mm
- Poids du fauteuil : 17,5kg
- Poids de transport : 10kg
- Poids max. utilisateur : 125kg

Disponible à la location : 75.- CHF/mois

Image	UGS	Assise	Prix
	20062-38	38cm	450.00 CHF TVA Incluse
	20062-40 <i>En stock</i>	40.5cm	450.00 CHF TVA Incluse
	20062-43	43cm	450.00 CHF TVA Incluse
	20062-45 <i>En stock</i>	45.5cm	450.00 CHF TVA Incluse
	20062-48 <i>En stock</i>	48cm	450.00 CHF TVA Incluse
	20062-50	50cm	450.00 CHF TVA Incluse

Prix : 450.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL ROULANT ULTRA LÉGER VIDA 22" ou 13" av. Freins tambour

Délai de livraison : 1 à 2 semaines

- Largeur d'assise : 45cm
- Largeur totale : 64,5cm (13") ou 68cm (22")
- Longueur totale avec repose-pieds : 99cm (13") ou 103cm (22")
- Largeur totale pliée : 28cm (13") ou 34cm (22")
- Hauteur d'assise : 46cm
- Profondeur assise : 39cm
- Hauteur dossier : 43cm
- Couleur : Gris
- Poids à vide : 10,2kg (13") ou 11,4kg (22")
- Poids maxi utilisateur : 100kg

UGS : 20142-1 (13") ou 20142-2 (22")

Prix : 680.00 CHF TVA incluse





FAUTEUIL ROULANT D200-V

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur d'assise : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52cm
- Largeur totale : 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72cm
- Longueur totale : 99.5, 104.5cm
- Hauteur réglable d'assise : 47, 50, 53cm
- Profondeur assise : 39.5 ou 45cm
- Hauteur réglable accoudoirs : 22, 24cm
- Hauteur dossier : 45-51cm
- Largeur plié 30cm
- Poids : 16.2kg
- Poids maxi utilisateur : 130kg

Image	UGS	Assise	Prix
	20060-38	38cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-40	40cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-42	42cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-44	44cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-46 <i>En stock</i>	46cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-48	48cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-50	50cm	1'099.00 CHF TVA Incluse
	20060-52	52cm	1'099.00 CHF TVA Incluse

Prix : 1'099.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL ROULANT V100 XL

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur d'assise : 53, 56, 60cm
- Hauteur réglable d'assise : 47 à 53cm
- Profondeur assise : 49cm
- Accoudoirs long (BO2) ou court (BO3) amovible
- Hauteur dossier : 38cm
- Largeur plié 30cm
- Poids maxi utilisateur : 170kg

Image	UGS	Assise	Prix
	20143-53	53cm	1'579.00 CHF TVA Incluse
	20143-56	56cm	1'579.00 CHF TVA Incluse
	20143-60	60cm	1'579.00 CHF TVA Incluse

Prix : 1'579.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL DE TRANSFERT :



FAUTEUIL DE TRANSFERT ACTION2 NG TRANSIT LITE

En stock

- Couleur : Moka
- Prof. Siège : 40cm
- Prof. Totale : 99.5cm
- Haut. Dossier : 43cm
- Poids : 12.4kg (sans repose-pied)
- Larg. Siège : 40.5, 43, 45.5, 48cm
- Larg. Totale : Largeur d'assise + 10cm
- Poids max. utilisateur : 125kg

• Disponible à la location : 55.- CHF/mois – Largeur d'assise 45.5cm –

UGS : 20160

Prix : 499.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY EVO & BOBBY EVO-B03

En stock

- Largeur totale : 49 ou 55cm (Largeur d'assise + 7cm)
- Longueur totale : 101cm
- Hauteur totale : 900cm
- Largeur assise : 42 ou 48cm
- Hauteur de dossier : 44cm
- Profondeur d'assise 42cm
- Largeur Pliée : 26cm
- Hauteur accoudoirs 20cm
- Poids : 12.4kg (Bobby Evo) / 12.25kg (Bobby Evo B03)
- Couleur de cadre : Blanc (Bobby Evo) / Bleu (Bobby Evo B03)
- Poids max utilisateur : 115kg

UGS : 20123 / Bobby Evo

UGS : 20124 / Bobby Evo B03

Prix : Bobby Evo : 450.00 ou 550CHF TVA incluse (Freins longues poignées / Freins à tambour)

Prix : Bobby Evo B03 : 499.00 CHF TVA incluse (Freins Longue Poignées)

Disponible à la location : 55.- CHF/mois – Largeur d'assise 42cm



FAUTEUIL ROULANT DE TRANSPORT EXCEL G-LITE PRO 24"

UNIQUEMENT A LA LOCATION (Nous contacter pour la disponibilité)

- Largeur d'assise : 45cm
- Largeur totale : 67 cm.
- Longueur totale : 81cm - 108cm (avec repose-pieds)
- Hauteur d'assise : 54cm
- Profondeur assise : 42cm
- Hauteur dossier : 42cm
- Couleur : Bleu
- Poids : 12,5 kg
- Poids maxi utilisateur : 113 kg

Disponible à la location : 75.- CHF/mois

UGS : 20142-06 / 20142-07

ROLLATOR – FAUTEUIL DE TRANSFERT :



ROLLATOR - FAUTEUIL DE TRANSFERT VICTOR

1 exemplaire de démo en stock

Délai de livraison : 2 à 3 semaines

- Largeur d'assise : 35cm
- Largeur totale : 60cm
- Hauteur d'assise : 52cm
- Profondeur assise : 32cm
- Poids : 8.8kg
- Hauteurs Sol-Poignées : 78-89cm
- Profondeur hors tout : 65cm
- Largeur entre accoudoirs : 45.5 cm
- Poids maxi utilisateur : 110kg

UGS : 20170

Prix : 219.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR - FAUTEUIL DE TRANSFERT

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 80-93cm
- Largeur totale : 60cm
- Siège (Lxp) : 33.5x32cm
- Hauteur siège : 56cm
- Poids : 8.8kg
- Diamètre des roues : 20cm
- Couleur : Gris argent
- Poids max. utilisateur : 160kg

UGS : 20094

Prix : 249.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR - FAUTEUIL DE TRANSFERT NEO-GLOBAL

1 exemplaire de démo en stock

Délai de livraison : 2 à 3 semaines

- Largeur d'assise : 41cm
- Largeur totale : 60.5cm
- Hauteur d'assise : 55cm
- Profondeur assise : 31cm
- Poids : 9.5kg
- Hauteurs Sol-Poignées : 84.5-97.5cm
- Profondeur hors tout : 74cm (104cm avec repose-pieds)
- Largeur entre accoudoirs : 46.5 cm
- Poids maxi utilisateur : 136kg

UGS : 20171

Prix : 349.00 CHF TVA incluse





ROLLATOR - FAUTEUIL DE TRANSFERT GLIDE 2-EN-1

• 1 exemplaire de démo en stock

• Délai de livraison : 2 à 3 semaines

- Largeur d'assise : 45cm
- Largeur totale : 64cm.
- Hauteur d'assise : 50cm
- Profondeur assise : 30cm
- Poids : 10.8kg
- Dimensions pliées : 112cm
- Largeur Totale pliée Lo x La x H : 71.5 x 26.5 x 83-99.5cm
- Poids maxi utilisateur : 136kg
- Hauteurs Sol-Poignées : 83-99.5cm

UGS : 20165

Prix : De 599.00 CHF à 855.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



ROLLATOR - FAUTEUIL DE TRANSFERT ROLLZ MOTION² 2-EN-1

Délai de livraison : 1 à 2 semaines

- Largeur d'assise : 45cm
- Largeur totale : 67cm.
- Hauteur d'assise : 55cm
- Profondeur assise : 42cm
- Couleur : 5 couleurs au choix
- Poids : 11,6kg (Rollator) et 15Kg (En mode Fauteuil Roulant)
- Profondeur du fauteuil roulant : 112cm
- Largeur Totale pliée : 31cm
- Poids maxi utilisateur : 125kg
- Pour une Hauteur de personne de 160 à 190cm

UGS : 20146

Prix : A partir de 1090.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

ROLLATOR À 2 OU 3 ROUES



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE AVEC DOSSIER

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 79-96cm
- Largeur totale : 58.5cm
- Profondeur : 65cm
- Hauteur siège : 52cm
- Couleur : Gris
- Poids : 5.7kg
- Poids max. utilisateur : 100kg

Disponible à la location : 25.- CHF/mois

UGS : 20119

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 2 ROUES PARAPLUIE NEO-POP

En stock

- Hauteur Sol-Poignées : 83.5 à 101cm (5 Positions)
- Largeur totale : 63cm
- Profondeur : 60cm
- Largeur entre les poignées : 40cm
- Largeur entre les pieds : 57cm
- Poids : 3.2kg
- Poids max. utilisateur : 130kg
- Dimension repliée : 17 x 13 x 91.5cm

UGS : 20126

Prix : 139.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

**Patins
INCLUS**



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE HAUTEUR D'ASSISE REGLABLE

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 80-97cm
- Largeur totale : 52 ou 57cm (roues tournées vers l'intérieur ou l'extérieur)
- Profondeur : 65cm
- Hauteur siège : 47 à 54cm
- Poids : 5.9kg
- Poids max. utilisateur : 136kg
- 2 coloris : Blanc nacré ou Orange

UGS : 20120

Prix : 159.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

**Option :
UGS.20030
+ CHF25.00**



ROLLATOR 2 ROUES PLIABLE BARIATRIQUE

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 76-94cm
- Largeur totale : 70cm
- Profondeur : 66cm
- Hauteur siège : 54cm
- Couleur : Rouge
- Poids : 5.6kg
- Poids maxi utilisateur : 227kg

UGS : 20140

Prix : 135.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 3 ROUES LÉGER

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 81-92cm
- Largeur totale : 66cm
- Longueur : 57.6cm
- Poids : 4.7kg
- Couleur : Orange

Disponible à la location : 30.- CHF/mois

UGS : 20152

Prix : 199.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 3 ROUES GRIS (FREINS À PRESSION)

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 81-92cm
- Largeur totale : 66cm
- Longueur : 57.6cm
- Poids : 4.7kg
- Couleur : Orange
- Poids max. utilisateur : 125kg

UGS : 20077

Prix : 150.00 CHF TVA incluse

ROLLATOR À 4 ROUES

Rollator léger NEO-EASY



SPECIFICATIONS

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 77-92.5cm
- Largeur totale : 62cm
- Profondeur : 75cm
- Hauteur siège : 57cm
- Couleur : Blanc Nacré ou Bleu électrique
- Poids : 5.6kg
- Poids maxi utilisateur : 136kg

Option :
Porte Canne = UGS20092
+ CHF 20.00 ttc

UGS : 20155B
Bleu électrique

UGS : 20155W
Blanc nacré

CHF 229.00 TTC



Disponible à la location : 35.- CHF/mois



CADDIE DE SHOPPING GO UP

En stock

- Hauteur : 100cm
- Longueur : 40cm
- Largeur totale : 48cm
- Charge max : 30kg
- Sacoche : 39.5L
- Sacoche isotherme : 6L
- Couleur : Gris

UGS : 20112

Prix : 200.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES 286B

En stock

- Hauteur guidon/sol : 77 à 101cm
- Hauteur siège/sol : 61cm
- Largeur assise : 40cm
- Profondeur : 64.5cm
- Largeur hors tout : 61cm
- Roues : 190 x 47mm
- Poids maxi utilisateur : 120kg
- Poids avec panier : 11kg

Disponible à la location : 30.- CHF/mois

UGS : 20128

Prix : 179.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ANTÉ-BRACHIAL

Sur Commande : Délai de 1 à 2 semaines

- Hauteur poignées/sol : 103 à 115cm
- Hauteur siège/sol : 58cm
- Largeur entre poignées : 44cm
- Longueur : 76cm
- Largeur hors tout : 63cm
- Poids max. utilisateur : 120kg
- Poids : 11kg avec panier et plateau
- Coloris : Gris

UGS : 20129

Prix : 659.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE GOLIAT (MAX 200KG)

En stock

- Hauteur d'assise : 49-56cm
- Largeur d'assise : 55cm
- Largeur totale : 65cm
- Longueur totale : 75cm
- Profondeur assise : 41cm
- Hauteur réglable poignées : 83 à 102cm
- Poids maxi dans panier : 5kg
- Pente maxi : 15°
- Freins multifonctions
- Roues : 20cm
- Poids : 10.7kg
- Poids maxi utilisateur : 200kg

• **UGS :** 20145

• **Prix :** 610.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES D'INTÉRIEUR NEO

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 83.5-94.5cm
- Largeur totale : 54cm
- Dimensions plateau : 29x39cm
- Poids max. sur plateau : 5kg
- Poids max. dans sac : 5kg
- Diamètre des roues : 17.75cm
- Couleur : Blanc
- Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 20101

Prix : 259.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ECO LIGHT

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 82-95cm
- Largeur totale : 60cm
- Profondeur totale : 76cm
- Hauteur d'assise : 55cm
- Profondeur d'assise : 34cm
- Largeur d'assise : 41cm
- Poids inclus panier : 7.6kg
- Diamètre des roues : 20cm
- Couleur : Gris
- Poids maxi utilisateur : 120kg

Disponible à la location : 35.- CHF/mois

UGS : 20109

Prix : 229.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER HAUT

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 88-103.5cm
- Largeur totale : 63cm
- Siège (L x P) : 35x30cm
- Hauteur siège : 65cm
- Poids : 6.5kg
- Diamètre des roues : 18cm
- Couleur : Gris
- Poids max. utilisateur : 135kg

UGS : 20004

Prix : 265.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER MINI GRIS

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 74-87cm
- Largeur totale : 63cm
- Siège (L x P) : 35x30cm
- Hauteur siège : 51cm
- Poids : 6.5kg
- Diamètre des roues : 18cm
- Couleur : Gris
- Poids max. utilisateur : 135kg

UGS : 20115

Prix : 265.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES QUADRI-LIGHT

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 80.5-93cm
- Largeur totale : 65cm
- Largeur pliée : 29cm
- Hauteur d'assise : 61cm
- Largeur d'assise : 45cm
- Profondeur d'assise : 20cm
- Cadre en aluminium
- Poids inclus panier : 7.25kg
- Diamètre des roues : 20cm
- Couleur : gris argent ou rouge
- Poids maxi utilisateur : 130kg

Disponible à la location : 35.- CHF/mois

UGS : 20102

Prix : 299.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ROBUSTE BARIATRIQUE

En stock

- Hauteurs Sol-Poignées : 85-98cm
- Largeur totale : 74cm
- Siège (Lxp) : 50x35cm
- Hauteur siège : 55cm
- Poids : 9.2kg
- Diamètre des roues : 19cm
- Couleur : Gris
- Panier inclus
- Poids max. utilisateur : 227kg

UGS : 20007

Prix : 380.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES TOUT TERRAIN TAIMA XC

Sur Commande : Délai de 2 à 3 semaines

- Hauteurs Sol-Poignées : 85-95cm
- Largeur totale : 62cm
- Siège (L x P) : 45x23cm
- Hauteur siège : 60cm
- Poids : 8.2kg
- Roues PU diamètre 31cm
- Couleur : Vert
- Poids max. utilisateur : 150kg

UGS : 20096

Prix : 510.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES LÉGER

- Hauteurs Sol-Poignées: 83-98cm
- Largeur totale: 63cm
- Siège (Lxp): 35x30cm
- Hauteur siège: 58cm
- Poids: 6.5kg
- Diamètre des roues: 18cm
- Poids max. utilisateur: 135kg

Image	UGS	Option	Prix
	20002	Couleur: Rouge	265.00 CHF TVA incluse
	20003	Couleur: Bleu	265.00 CHF TVA Incluse

Prix : 300.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ÉLÉGANT LET'S GO OUT

Sur Commande : Délai de 1 semaines

- Largeur totale : 57cm
- Largeur assise : 40.5cm
- Longueur totale : 64cm
- Hauteur assise : 59.5cm
- Hauteur réglable poignées : 78 à 96cm
- Roues AV : 24.5cm
- Roues ARR : 20cm
- Couleur : beige
- Poids : 6.4kg
- Poids max utilisateur : 130kg

UGS : 20148

Prix : 528.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR 4 ROUES ULTRA LÉGER ALADIN

UGS 20117 Small : **Sur Commande :** Délai de 4 à 6 semaines

- Hauteurs Sol-Poignées : 77-87cm
- Largeur totale : 61cm
- Largeur siège : 45cm
- Hauteur siège : 53cm
- Dimension plié : 65x16cm
- Poids : 5.6kg
- Couleur : Champagne
- Diamètre des roues : 20cm
- Poids maxi utilisateur : 120kg

UGS 20218 Medium : **Sur Commande :** Délai de 4 à 6 semaines

- Hauteurs Sol-Poignées : 87-97cm
- Largeur totale : 63cm
- Largeur siège : 45cm
- Hauteur siège : 60cm
- Dimension plié : 65x16cm
- Poids : 5.6kg
- Couleur : Brun
- Diamètre des roues : 20cm
- Poids maxi utilisateur : 120kg

Prix : 350.00 CHF TVA incluse



ROLLATOR À 4 ROUES MOBIO :



ROLLATOR 4 ROUES MANHATTAN

1 exemplaire de démo en stock

Délai de livraison : 1 à 2 semaines

- Largeur d'assise : 48cm
- Largeur totale : 63cm
- Hauteur d'assise : 59cm
- Profondeur assise : 26cm
- Largeur lors du pliage : 26cm
- Poids : 7kg
- Hauteurs Sol-Poignées : 85-96cm
- **Empattement arrière : 53cm**
- Poids maxi utilisateur : 136kg

UGS : 20611

Prix : 325.00 CHF à 355 CHF TVA incluse

NOUVEAU



ROLLATOR 4 ROUES BROOKLYN (2 PLIAGES POSSIBLE)

1 exemplaire de démo en stock

Délai de livraison : 2 à 3 semaines

- Largeur d'assise : 46.2cm
- Largeur totale : 61.5cm
- Hauteur d'assise : 55cm
- Profondeur assise : 25cm
- Poids : 8kg
- Hauteurs Sol-Poignées : 83-95cm
- Largeur repliée : 25.5cm
- Couleurs : Rouge (Roue plates) – Vert foncé (Roues souples)
- Poids maxi utilisateur : 136kg

UGS : 20162

Prix : 249 CHF à 339.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



ROLLATOR 4 ROUES RIO

Délai de livraison : 2 à 3 semaines

- Largeur d'assise : 45cm
- Largeur totale : 55cm
- Hauteur d'assise : 55cm
- Profondeur assise : 25cm
- Poids : 6Kg
- Hauteur Sol-Poignées : 84.5-94.5cm
- Largeur entre poignées : 49 cm
- Poids maxi utilisateur : 136kg
- 3 coloris : Léopard – Zèbre - Tropical

UGS : 20163

Prix : 399.00 CHF à 438 CHF TVA incluse

NOUVEAU



ROLLATOR 4 ROUES TRIVE & TRIVE TOUT-TERRAIN (DOUBLE PLIAGE)

1 exemplaire de démo en stock

Délai de livraison : 2 à 3 semaines

- Largeur d'assise : 45cm
- Largeur totale : 65cm et 66cm (Version Tout-Terrain)
- Hauteur d'assise : 58cm et 60cm (Version Tout-terrain)
- Profondeur assise : 18cm
- Poids : 6.5kg et 8.2Kg (Version Tout-Terrain)
- Hauteurs Sol-Poignées : 84-96cm et 86-98cm (Version Tout-Terrain)
- Largeur Plié : 35cm et 36cm (Version Tout-Terrain)
- Poids maxi utilisateur : 125kg

UGS : 20164

Prix : 349.00 CHF à 499.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

SCOOTER



SCOOTER ÉLECTRIQUE COMET PRO

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur hors tout : 665-685mm
- Longueur hors tout : 1450mm
- Poids du Scooter : 136kg
- Poids Max. utilisateur : 160kg
- Franchissement : 100mm
- Autonomie : 55km
- Vitesse : 10km/h
- 10 coloris à choix

UGS : 20114

Prix : 5'950.00 CHF TVA incluse



SCOOTER ÉLECTRIQUE ORION PRO

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur hors tout : 650mm
- Longueur hors tout : 1320mm
- Poids du Scooter : 62kg
- Poids Max. utilisateur : 160kg
- Franchissement : 100mm
- Autonomie : 54km
- Vitesse : 10km/h
- 10 coloris à choix

UGS : 20141

Prix : 5'450.00 CHF TVA incluse

2. REPOS

AUTOUR DU LIT



ARCEAU DE LIT STATIO

En stock

- Hauteur : 33cm
- Largeur : 56cm
- Profondeur : 36cm
- Couleur : Blanc

UGS : 30009

Prix : 48.00 CHF TVA incluse



ECHELLE DE LIT

En stock

- Longueur totale : 300cm
- Poids : 0.285kg
- Longueur échelon : 20cm
- Ø échelon : 2.5cm
- Distance entre chaque échelon : 18cm
- Couleur : Blanc
- Poids max. utilisateur : 114kg

UGS : 30016

Prix : 32.00 CHF TVA incluse



LÈVE-DRAP

En stock

- Hauteur : 57cm
- Largeur : 52cm
- Largeur sous matelas : 72cm
- Profondeur : 44cm
- Couleur : Blanc

UGS : 30010

Prix : 60.00 CHF TVA incluse



LÈVE-DRAP PLIABLE

En stock

- Hauteur : 51cm
- Longueur : 50cm
- Largeur : 21cm
- Poids max. : 5kg

UGS : 30024

Prix : 60.00 CHF TVA incluse



LÈVE-PIED

En stock

- Longueur : 91.5cm
- Poids : 0.12kg

UGS : 30015

Prix : 32.00 CHF TVA incluse



POTENCE SUR PIED

En stock

- Hauteur totale : 200-220cm
- Hauteur de réglage du triangle : 125-148cm
- Largeur totale : 70cm
- Longueur du pied : 120cm
- Poids max. traction : 80kg

UGS : 30017

Prix : 250.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-BUSTE ARESTE

En stock

- Hauteur dossier : 59cm
- Largeur : 63cm
- Profondeur cadre : 46.6cm
- Poids min. utilisateur : 50kg
- Poids max. utilisateur : 110kg

UGS : 30008

Prix : 70.00 CHF TVA incluse

BARRE DE REDRESSEMENT



BARRE DE REDRESSEMENT

En stock

- Longueur base : 60cm
- Largeur base : 70cm
- Hauteur : 50cm
- Poids max. utilisateur : 190kg
- Couleur : Blanc

UGS : 30011

Prix : 119.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT 2 EN 1

En stock

- Longueur base : 61.5cm
- Largeur base : 33.5cm
- Hauteur totale : 51.5cm
- Epaisseur base : 1.5cm
- Poids du produit : 3.5kg
- Poids max. utilisateur : 160kg

UGS : 30012

Prix : 129.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

En stock

- Plaque de base à l'extrémité de la main courante : 81cm
- Plaque de base : 51x16.5cm
- Hauteur du cadre (point le plus bas) : 40cm
- Hauteur du cadre (point le plus élevé) : 74cm
- Réglage de la largeur lit simple : 76.2 à 122cm
- Réglage de la largeur lit double : 137.2 à 152.5cm
- Matière : acier revêtu époxy
- Couleur : Blanc
- Poids max. utilisateur : 127kg

UGS : 30053

Prix : 159.00 CHF TVA incluse



BARRE DE REDRESSEMENT PROTECT ULTRA

En stock

- Hauteur réglable : 38 à 52 cm
- Longueur : 80 cm
- Poids de la barre : 2.7 Kg

UGS : 30065

Prix : 109.00 CHF TVA incluse



BARRE D'ACCÈS AU LIT

- Longueur: 96-160cm
- Hauteur: 44cm
- Hauteur : 34cm
- Poids max. utilisateur: 140kg

UGS : 30013

Prix : 149.00 CHF TVA incluse

BARRIÈRE DE LIT



BARRIÈRE DE LIT AMOVIBLE ET RÉGLABLE

En stock

- Hauteur depuis la base matelas : 58.4cm
- Écartement entre les rails : 7.6cm
- Longueur réglable : 66-86.3-106.6cm
- Poids : 6.35kg

UGS : 30039

Prix : 299.00 CHF TVA incluse

COUSSIN



COUSSIN BOUÉE EN MOUSSE AVEC HOUSSE EN VELOUR BLEU

En stock

- Hauteur : 11.8cm
- Profondeur : 43.3cm
- Longueur : 42.5cm
- Poids coussin : 854g
- Matière : Viscoélastique mémoire de forme
- Livré avec housse en velour bleu

Prix : 111.00 CHF TVA incluse



COUSSIN/DISQUE ROTATIF SIT'N TURN

En stock

- Diamètre : 39cm
- Hauteur : 4cm
- Charge max. utilisateur : 90kg

UGS : 30057

Prix : 45.00 CHF TVA incluse



COUSSIN GELTOP

En stock

- Hauteur : 5.5cm
- Profondeur coussin : 40 ou 43cm
- Largeur coussin : 40 ou 45cm
- Poids max. utilisateur : 95kg
- Livré avec housse

Image	UGS	Assise	Prix
	30041	40x40x5.5cm	240.00 CHF TVA incluse
	30042	43x45x5.5cm	260.00 CHF TVA incluse

Prix : 240.00 CHF – 260.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE ALOVA ERGONOMIQUE

En stock

- Hauteur : 9cm
- Profondeur : 43cm
- Largeur total : 43cm
- Poids coussin : 1.4kg
- Normes feu : EN597-1 et 2
- Poids max. utilisateur : 100kg
- Housse Pu/Jersey
- Housse lavable jusqu'à 90°

UGS : 30040

Prix : 214.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE ALOVA GALBÉ

En stock

- Hauteur : 9 et 10cm
- Hauteur au fond du galbe : 6 à 7cm
- Profondeur : 41, 43, 44cm.
- Profondeur : 40, 47, 50cm **sur commande**
- Largeur total : 40, 43, 45cm
- Largeur total : 38, 50, 52, 54 56, 60cm **sur commande**
- Poids max. utilisateur : 90 à 200kg selon taille
- Normes feu : EN597-1 et 2
- Lavable jusqu'à 90°
- Livré avec housse

Image	UGS	Modèle	Longueur	Largeur	Prix
	30028	Poids : 90kg	41cm	40cm	240.00 CHF TVA Include
	30029	Poids : 120kg	44cm	45cm	240.00 CHF TVA Include
	30030	Poids : 100kg	43cm	43cm	240.00 CHF TVA include

Prix : 240.00 CHF TVA incluse



COUSSIN MOUSSE FLO-TECH CONTOUR VISCO

En stock

- Hauteur assise : 9cm
- Profondeur coussin : 40.5, 43, 45.5, 53, 56cm
- Largeur coussin : 35.5, 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5, 60cm
- Poids à partir de : 1.6kg
- Revêtement lavable en machine : 80°C
- Poids max. utilisateur : 125kg

UGS : 30027

Prix : 360.00 CHF TVA incluse



COUSSIN RELÈVE-JAMBES VENOSOFT Grand Modèle

Sur Commande : Délai de livraison de 1 semaine

- Dimensions : 78x50x22cm, pour une personne d'au moins 165cm

UGS : 30055

Prix : 200.00 CHF TVA incluse

FAUTEUIL DE REPOS



FAUTEUIL COQUILLE DE REPOS ALTITUDE

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur siège : 38, 40, 42, 44, 48cm + 2 largeurs XXL : 55 et 60cm
- Largeur hors tout : 71cm
- Profondeur siège : 44, 46, 48cm
- Profondeur hors tout : 109cm
- Inclinaison siège : 0 à 40°
- Hauteur dossier : 79, 81, 83cm selon Ht de coussin 10, 8, 6cm
- Hauteur totale : 129 à 134cm
- Poids : 34kg
- Tablette bois pliable
- Poids max. utilisateur : 120kg
- Poids max. utilisateur version XXL : 150kg

UGS : 30064

Prix : De 2'199.00 CHF à 2'847.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



FAUTEUIL DE REPOS BRETAGNE AVEC ou SANS ROUE

Délai de livraison : Nous consulter

- Largeur siège : 50cm
- Largeur hors tout : 63.5cm
- Profondeur siège : 48cm
- Profondeur hors tout : 88.5cm (y compris poignée)
- Hauteur siège : 50cm
- Hauteur dossier : 75cm
- Hauteur totale : 126cm
- Inclinaison dossier : 0 à 45°
- Accoudoirs réglables : 15 à 21cm
- Poids : 34.7kg
- Poids max. utilisateur : 130kg

- Revêtement : Skai Brun foncé, Brun clair, Noir
- Cadre : Hêtre ou Hêtre gris

UGS : 30063

Prix : De 1'889.00 à 2'099.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

FAUTEUIL RELEVEUR



FAUTEUIL RELEVEUR ONTARIO 2 MOTEURS

Délai de livraison : Nous consulter

- Indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes
- Angle de dossier réglable de 26° à 43°
- Télécommande a fil
- Poche latérale
- Largeur 84.5cm, Profondeur 96cm, Hauteur 114.5cm
- Hauteur accoudoirs : 14cm
- Hauteur dossier : 67cm
- Hauteur assise : 50cm
- Largeur assise : 48cm
- Profondeur assise : 53cm
- Poids : 53kg
- Matière : tissu ou simili cuir (skai)
- Couleur : Tissu : Brun ou Beige / Skai : Brun, Noir ou Taupe
- Poids max. : 150kg

UGS : 30054

Prix : 1'589.00 CHF TVA incluse



FAUTEUIL RELEVEUR COMFORT PREMIUM 3 MOTEURS

Délai de livraison : Nous consulter

- 3 moteurs indépendants pour un réglage personnalisé
- Réglage séparé du dossier et du repose-jambes
- Fonction releveur électrique facilitant le passage en position debout
- **Position zéro gravité pour une relaxation optimale**
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 80 x 67 x 114cm
- Largeur d'assise : 52cm
- Hauteur d'assise : 49cm
- Profondeur d'assise : 50cm
- Hauteur de dossier : 75cm
- Revêtement : Simili cuir ou microfibre
- Coloris : Noir, Gris ou Anhracite selon le revêtement
- Poids max. : 160kg

UGS : 30070

Prix : 2'999.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

Technologie avancée
et design scandinave

LIT ÉLECTRIQUE



LIT ELECTRIQUE BARIATRIQUE INTERVAL (Vermeiren)

UGS 30025 XL : *Délai de livraison : Nous consulter*

- Lit à trois moteurs
- Réglage électrique de la hauteur : 370 à 805mm
- Surface de couchage : **1200mm** x 2000mm
- Dimensions hors tout : 1330mm x 2080mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 275kg

Prix : 4699.00 CHF TVA incluse

UGS 30025 XXL : *Délai de livraison : Nous consulter*

- Lit à trois moteurs
- Réglage électrique de la hauteur : 370 à 805mm
- Surface de couchage : **1400mm** x 2000mm
- Dimensions hors tout : 1330mm x 2080mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (patient et matelas): 275kg

Prix : 4999.00 CHF TVA incluse



LIT ÉLECTRIQUE CLUB - SOMMIER BOIS OU MÉTAL (Vermeiren)

Délai de livraison : Nous consulter

- Lit à quatre moteurs
- Réglage électrique de la hauteur : 350 à 760mm
- Surface de couchage : 900mm x 2000mm
- Dimensions hors tout : 1005mm x 2125mm
- Barrières de lit incluses
- Livré avec potence
- 4 roues avec freins
- Charge utile max (Patient + matelas) : 165kg

Disponible à la location : 85.- CHF/mois

UGS : 30001

Prix : 1'830.00 CHF TVA incluse

Rallonge de 20cm
Sommier + Barres
latérales
+ CHF 569.00



LIT MÉDICALISÉ FAIBLE HAUTEUR ALOIS (Vermeiren)

Délai de livraison : Nous consulter

- Tension : 24V
- Surface du couchage : 900mm x 2000
- Largeur hors tout : 107cm
- Longueur hors tout : 207cm
- Hauteur minimale : 20 cm
- Hauteur maximale : 72 cm
- Poids : 85kg
- 4 roues freinées ensembles
- Sommier métal
- Poids max. utilisateur : 140kg

UGS : 30058

Prix : 3'499 CHF TVA incluse

MATELAS



COMPRESSEUR POUR SURMATELAS PROTECTOR I & II

• *En stock*

• Poids max. utilisateur : 100kg

UGS : 30005

Prix : 99.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR - PROTECTOR I SANS COMPRESSEUR

• *En stock*

- Hauteur : 6.5cm
- Dimensions totales : 200 x 90cm
- Matériaux : PVC
- Poids maxi utilisateur : 130kg
- Sans Compresseur (Utilisable avec réf : 30005)

UGS : 30006

Prix : 65.00 CHF TVA incluse



SURMATELAS À AIR – PROTECTOR I


• *En stock*

- Hauteur : 6.5cm
- Dimensions totales : 200 x 90cm
- Tension : 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux : PVC
- Poids maxi utilisateur : 130kg
- Avec Compresseur

Disponible à la location : 50.– CHF/mois

UGS : 30062

Prix : 119.00 CHF TVA incluse



MATELAS À AIR MÉDICALISÉ AVEC COMPRESSEUR – PROTECTOR III


• *En stock*

- Hauteur : 11cm
- Dimensions totales : 200 x 85cm
- Tension : 220-240V – 50/60Hz
- Matériaux : PVC – PU – PA
- Poids : 4.7kg
- Poids maxi utilisateur : 140kg

Disponible à la location : 75.– CHF/mois

UGS : 30060

Prix : 299.00 CHF TVA incluse



MATELAS TRIPORTANCE ANTI-ESCARRE ALOVA

• *En stock*

• Couleur : Noir

Disponible à la location : 65.– CHF/mois

UGS : 30004

Prix : 696.00 CHF TVA incluse

RELEVEUR DE MEUBLE



RELEVEUR DE MEUBLE BAMBOO (KIT 4 PIÈCES)

En stock

- Poids max. : 380kg
- Hauteur : Selon modèle

Modèle **cube**

- Dimensions : 9x9x9cm
- Logements : ø3.2 / ø5.1 / ø7.6cm

Modèle **tour**

- Socle : 14.5x14.5cm
- Logement : ø7.6cm

Image	UGS	Hauteur	Prix
	30046	9cm	79.00 CHF TVA incluse
	30051	14cm	89.00 CHF TVA incluse

Prix : 79 00 CHF – 89.00 CHF TVA incluse

RELEVEUR DE MEUBLE CARRÉ (KIT 4 PIÈCES)

En stock

- Hauteur : 10cm
- Logement intérieur : 9x9cm
- Ouverture coté : 3cm
- Socle : 15.5x15.5cm
- Surélévation : 7cm
- Poids : 178g
- Matière : plastique
- Couleur : Noir
- Poids max. : 150kg

UGS : 30052**Prix** : 69.00 CHF TVA incluse

RELEVEUR DE MEUBLE (KIT 4 PIÈCES)

En stock

- Hauteurs : Variable de 7.5 / 10 / 12.5cm
- Diamètre minimum : 1.9cm
- Poids max. : 500kg
- Ø pieds meubles : Selon modèle

Image	UGS	Option	Prix
	30047	Ø20-38mm	85.00 CHF TVA incluse
	30048	Ø30-50mm	95.00 CHF TVA incluse
	30049	Ø40-60mm	105.00 CHF TVA incluse

Prix : 85 00 CHF – 105.00 CHF TVA incluse



RELEVEUR DE MEUBLE (KIT 4 PIÈCES)

Adaptable pour chaises de salon

En stock

- Hauteurs : Variable de 3.8 à 16.5cm selon le type de pieds du mobilier à surélever
- Diamètre maximum du pied à surélever : 7cm
- Poids max. : 700kg



Image	UGS	Option	Prix
	30066	Kit x 4	85.00 CHF TVA incluse
	Kit de 2 Barres de liaisons. Nécessite 2 kits	Accessoires optionnels indispensables pour l'utilisation sur chaises de salon	25.00 CHF TVA Incluse
	Barre de maintien		15.00 CHF TVA Incluse

ATTENTION : Ne convient pas aux chaises de salle-à-manger. Mobilité du mobilier = risque de chute

Prix : 85.00 CHF - 150.00 CHF TVA incluse



RELEVEUR DE CHAISE DE SALON (KIT 4 PIÈCES)

ATTENTION : Ne convient pas aux chaises de salle-à-manger. Mobilité du mobilier = risque de chute

En stock

- Dimensions du socle : 120 x 110 x 150mm
- Empreinte max du pied de fauteuil : 7.9 x 6.9cm
- Surélévation : 5 à 10cm
- Poids : 3kg du kit
- Matière : plastique
- Couleur : Noir
- Poids max. : 500kg

UGS : 30067

Prix : 85.00 CHF TVA incluse




TABLE DE LIT



TABLE DE LIT À ROULETTES CERUSÉE

En stock

- Réglage hauteur plateau/sol : 61 à 94cm
- Dimensions plateau : 40x60cm
- Couleur : Piétement en U acier laqué blanc, plateau mélaminé cérusé Gris.
- Poids table : 8kg
- Poids maxi supporté : 10kg

UGS : 30059

Prix : 139.00 CHF TVA incluse



TABLE DE LIT À ROULETTES COURFOU 2 PLATEAUX (VERIN A GAZ)

Sur commande (nous consulter)

- Hauteur : 72 à 99,5cm
- **Réglage hauteur par vérin à gaz**
- Dim. Petit Plateau : Larg. 20cm x prof. 38cm
- Dim. Grand Plateau : Larg. 56cm x prof. 38cm / **Inclinable 30° de chaque côté**
- Structure en Acier peinture époxy blanc
- Plateau en panneau de particules décor bois clair
- Emprise sol : Prof. 37cm x Larg. 69cm
- Largeur de passage : 60,6cm
- Poids max. supporté : 15kg

UGS : 30022-1

Prix : 179.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



TABLE DE LIT À ROULETTES COURFOU EVOLUTION (VERIN A GAZ)

En stock

- Hauteur : 72 à 99,5cm
- **Réglage hauteur par vérin à gaz**
- Dim. Petit Plateau : Larg. 20cm x prof. 38cm / **Galerie pour éviter les chutes**
- Dim. Grand Plateau : Larg. 56cm x prof. 38cm / **Inclinable 30° de chaque côté**
- Structure en Acier peinture époxy blanc
- Plateau en panneau de particules décor bois clair
- Emprise sol : Prof. 37cm x Larg. 60 à 78cm
- Compatible pour **lit, Fauteuil standard, Fauteuil releveur**
- Poids max. supporté : 15kg

UGS : 30022-2

Prix : 199.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU

3. AIDE/CONFORT

ACCESSOIRE D'AIDE/CONFORT



BARRE DE POCHE HANDY BAR

En stock

- Longueur : 23cm
- Matière : Acier inoxydable
- Poids : 300g
- Poids max. utilisateur : 159kg

UGS : 40024

Prix : 49.00 CHF TVA incluse



CEINTURE DE TRANSFERT TRANSAC

En stock

- 6 sangles verticales et 5 horizontales
- Matière : Polyester, boucle nylon
- Taille : S (105 cm)
- Taille : M (120 cm)
- Taille : L (135 cm)
- Poids : 300g

Image	UGS	Option	Prix
	40026	Taille S	75.00 CHF TVA Incluse
	40027	Taille M	83.00 CHF TVA Incluse
	40028	Taille L	90.00 CHF TVA Incluse

Prix : 75.00 CHF – 90.00 CHF TVA incluse



CHAUSSE-PIED EXTRA LONG

En stock

- Matière : Plastique
- Longueur du manche : 78cm
- Poids : 79g

UGS : 40023

Prix : 25.00 CHF TVA incluse



CROCHET D'HABILLAGE

En stock

- Longueur : 52cm
- Poids : 260g

UGS : 40021

Prix : 20.00 CHF TVA incluse



DISQUE DE TRANSFERT TOURNANT

En stock

- Couleur : Noir
- Diamètre : 40.5cm
- Poids : 1kg
- Poids max. utilisateur : 115kg

UGS : 40011

Prix : 80.00 CHF TVA incluse



ENFILE BOUTON

En stock

- Poignée en plastique noire texturée
- Longueur du fil : 9.7cm
- Longueur du manche : 12cm
- Poids : 70g

UGS : 40022

Prix : 14.00 CHF TVA incluse



OUVRE BOCAL

En stock

- Diamètre pots : 2.5 à 10cm
- Matière : plastique
- Couleur : blanc

UGS : 40038

Prix : 30.00 CHF TVA incluse



PLANCHE EN PLASTIQUE

En stock

- Dimensions : 18x25.5cm
- Matière : Plastique
- Poids : 190g
- Couleur : Blanc

UGS : 40025

Prix : 25.00 CHF TVA incluse



TOURNE CLÉ DOUBLE

En stock

- Maximum 2 clés
- Manche ergonomique
- Couleur : Bleu
- Manche : 12cm

UGS : 40018

Prix : 20.00 CHF TVA incluse

AMÉNAGEMENT



BARRE DE SOUTIEN EXTÉRIEURE

En stock

- Longueur : 45cm
- Matériaux : Aluminium et plastique
- Couleur : marron
- Poids maxi utilisateur : 160 kg

UGS : 40037**Prix :** 45.00 CHF TVA incluse

BOITIER DIGITAL POUR CLÉ MASTER-LOCK

En stock

- Hauteur : 117mm
- Largeur : 79mm
- Profondeur : 52mm
- Volume intérieur : 83 x 62 x 15mm
- Poids : 780 g

UGS : 40040**Prix :** 75.00 CHF TVA incluse

BOITIER POUR CLÉ MASTER-LOCK

En stock

- Hauteur : 118mm
- Largeur : 90mm
- Profondeur : 34mm
- Volume intérieur : 91 x 64 x 28mm
- Poids : 400 g
- Matière : Aluminium

UGS : 40032**Prix :** 65.00 CHF TVA incluse

MARCHEPIED EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT BIGFOOT

En stock

- Hauteur réglable : 8.8 à 12.5cm
- Largeur marche : 75.5cm
- Profondeur marche : 44.5cm
- Matériaux : plastique noir
- Poids : 5.5kg
- Poids maxi : 318kg

Image	UGS	Option	Prix
	40034	Marchepied	250.00 CHF TVA incluse
	40035	Poignée	65.00 CHF TVA incluse

Prix : 65.00 CHF – 250.00 CHF TVA incluse

CHAISE CONFORT



CHAISE GB2 AVEC ACCOUDOIRS

En stock

- Hauteur : 86cm
- Hauteur d'assise : 46cm
- Profondeur : 60cm
- Châssis en hêtre massif naturel
- Rembourrage : similicuir
- Coloris : blanc - merlot - vert - brun - rouge - bleu - jaune - violet
- Poids maxi : 200kg

UGS : 40033**Prix :** 380.00 CHF TVA incluse

CHAISE HAUTE

En stock

- Encombrement des pieds au sol : 60x41cm
- Passage entre accoudoirs : 55cm
- Hauteur assise : 52 à 67cm
- Dimension assise (l x p) : 36x32.5cm
- Couleur : Blanc et bleu
- Poids : 5.3kg
- Poids maxi : 160kg

UGS : 40001**Prix :** 180.00 CHF TVA incluse

ENFILE CHAUSSETTES OU BAS



ENFILE BAS DE COMPRESSION EASY

En stock

- Largeur : 20.5cm
- Hauteur : 31cm
- Couleur : Blanc
- Matière : Acier revêtu Époxy

UGS : 40017

Prix : 65.00 CHF TVA incluse



ENFILE BAS ET CHAUSSETTES

En stock

- Matière: ABS

UGS : 40009

Prix : 20.00 CHF TVA incluse



ENFILE CHAUSSETTES

En stock

- Longueur : 23cm
- Poids : 0.08kg

UGS : 40029

Prix : 15.00 CHF TVA incluse



ENFILE COLLANT

En stock

- Matière : ABS

UGS : 40010

Prix : 20.00 CHF TVA incluse



ENFILE ET ENLÈVE CHAUSSETTES SOCK AID SET

En stock

Embout avec encoche :

- Longueur : 24cm
- Largeur : 10.5cm
- Epaisseur : 17cm
- Couleur : Bleue

Bâtonnet avec découpe :

- Longueur : 47.5cm
- Largeur : 15cm
- Epaisseur : 3.5cm
- Couleur : Bleue

UGS : 40014

Prix : 65.00 CHF TVA incluse



ENLÈVE BAS ET BAS DE COMPRESSION BUTLER OFF

En stock

- Patient : Mobile ou immobile
- Stable, robuste
- Très facile à utiliser
- Couleur : Magenta

UGS : 40016

Prix : 47.00 CHF TVA incluse

PINCE



PINCE ACCROCHEUSE

En stock

- Longueur : Selon modèle
- Poids : 0.3kg
- Extrémité crantée et aimantée

Image	UGS	Longueur	Prix
	40007	76cm	35.00 CHF TVA Incluse
	40008	62cm	30.00 CHF TVA Incluse

Prix : 40.00 CHF TVA incluse

PLANCHE DE TRANSFERT



PLANCHE DE TRANSFERT À 2 DÉCOUPES POUR LES MAINS

En stock

- Longueur : 76cm
- Largeur : 21cm
- Poids : 1.38kg
- Poids max. utilisateur : 190kg

UGS : 40012

Prix : 77.00 CHF TVA incluse



PLANCHE DE TRANSFERT COURBE BUFFALO 150

En stock

- Longueur : 77cm
- Largeur : 32.5cm
- Epaisseur : 0.45cm
- Poids : 1.1kg
- Poids maxi : 150kg

UGS : 40030

Prix : 99.00 CHF TVA incluse

TABLE ROULANTE



TABLE ROULANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR

En stock

- Plateau : 46.5x34.5x5cm
- Hauteur min.-max. : 82.5-95cm
- Largeur : 46cm
- Profondeur : 50cm
- Diamètre des roues : 10cm

UGS : 40002

Prix : 159.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE AVEC FREINS

En stock

- Ø roulettes : 15cm
- Dimensions plateaux : 46x32cm
- Hauteur sol – poignée : 81 à 91cm
- Dimension totales (Lxl) : 57x53cm
- Dimension plateaux (Lxl) : 46x32cm
- Poids max. sur plateaux : 15kg
- Couleur : Beige
- Poids maxi : 125kg

UGS : 40003

Prix : 199.00 CHF TVA incluse



TABLE ROULANTE EN BOIS

En stock

- Ø roulettes : 7.5cm
- Hauteur totale : 97cm
- Largeur : 40cm
- Profondeur : 40cm
- Poids max. : 15kg

UGS : 40004

Prix : 240.00 CHF TVA incluse

4. HYGIÈNE/INCONTINENCE

INCONTINENCE



ALÈSE LAVABLE ECONOMY BED PAD

En stock

- Dimensions : 85x90cm
- Largeur de rabat : 43cm
- Capacité d'absorption : 3.2L
- Poids : 1kg
- Lavable en machine à 75°C
- Mise en sèche-linge

UGS : 50002

Prix : 30.00 CHF TVA incluse



URINAL ANTI-REFLUX

En stock

- Capacité : 1L
- Matériaux : Polypropylène
- Couleur : Transparent
- Stérilisable : 130°C ou eau de javel

Image	UGS	Modèle	Prix
	50004	Homme	53.50 CHF TVA Incluse
	50005	Adaptateur pour femme	12.50 CHF TVA Incluse

Prix : 12.5.00 CHF – 53.5.00 CHF TVA



PORTE-URINAL URSEC

En stock

- Couleur : Transparent
- Système d'accroche pour barrière ou tête de lit :

UGS : 50007

Prix : 30.00 CHF TVA incluse



URINAL FEMME

En stock

- Couleur : Blanc
- Contenance : 1 litre

UGS : 50003

Prix : 30.00 CHF TVA incluse

5. SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES CHUTES

TAPIS ALARME

SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES



STABISOL – TRAITEMENT POUR SURFACES MINÉRALES

céramique, pierres, carrelage, béton, grès, granit.

En stock

- Temps de mise en œuvre : 20mn
- Durabilité : Plusieurs années (Dégraissage régulier impératif)
- Conditionnement : 1L (Env. 8m²)

Autres Conditionnements possibles (5L & 10L) : Nous contacter

UGS : 60050-1 (1L) ou 60050-2 (5L) ou 60050-3 (10L)

Prix : 64.90 CHF et 399.90 CHF TVA incluse



STABISOL + PRO – TRAITEMENT HAUTE EFFICACITÉ POUR SURFACES MINÉRALES

céramique, pierres, carrelage, béton, grès, granit.

En stock

- Temps de mise en œuvre : 20mn
- Durabilité : Plusieurs années (Dégraissage régulier impératif)
- Conditionnement : 1L (Env. 8m²)

Autres Conditionnements possibles (5L & 10L) : Nous contacter

UGS : 60051-1 (1L) ou 60051-2 (5L) ou 60051-3 (10L)

Prix : 82.90 CHF et 509.90 CHF TVA incluse

Vous préférez nous confier l'application ?

AàZsolutions propose également une **prestation complète de traitement antidérapant** :

- préparation et dégraissage de la surface ;
- application professionnelle du traitement ;
- rinçage et finition.

Contactez-nous pour une offre adaptée à votre surface et à votre projet.

6. DIVERS

LÈVE-PERSONNE



GUIDON DE TRANSFERT TINA

En stock

- Diamètre du disque : 48cm
- Poids max. : 130kg
- Poids : 16kg

Disponible à la location : 65.- CHF/mois

UGS : 90015

Prix : 740.00 CHF TVA incluse



LÈVE PERSONNE ÉLECTRIQUE PIÈTEMENT MANUEL BIRDIE EVO

Délai de livraison : Nous consulter

- Longueur entraxe roues : 122cm
- Largeur intérieur pieds avant fermés : 64cm
- Largeur intérieur pieds avant ouverts : 102cm
- Hauteur sol-potence : 41.5-166cm
- Diamètre roues : 10cm
- Poids : 40kg
- Autonomie batterie : 40 cycles
- Rayon mini de rotation : 1.4m
- Hauteur cadre : 11.5cm
- Hauteur sol/sous cadre : 3.5cm
- Poids maxi : 180kg

UGS : 90001

Prix : 2'700.00 CHF TVA incluse



LÈVE PERSONNES VERTICALISATEURS PIÈTEMENT MANUEL ISA STANDARD

Délai de livraison : Nous consulter

- Longueur hors tout : 108cm
- Largeur hors tout fermé : 63.5cm
- Largeur intérieur pieds ouverts : 96cm
- Largeur intérieur pieds fermés : 49.5cm
- Diamètre roues : 10cm
- Autonomie batterie : 82 cycles
- Rayon mini de rotation : 1.26m
- Hauteur cadre : 11cm
- Hauteur sol/sous-cadre : 3.5cm
- Taille patient recommandée : 140-190cm
- Poids max. : 160kg
- Poids : 48kg

UGS : 90002

Prix : 3'100.00 CHF TVA incluse



RELÈVE-PERSONNE PORTABLE HEBIX AVEC CEINTURE

Délai de livraison : Nous consulter

- Poids 10.5kg

UGS : 90009

Prix : 1'600.00 CHF TVA incluse



SANGLES POUR LÈVE PERSONNE

- Lavable à 95°C
- Poids max.: Selon type (25 à 250kg)

UGS : 90003

Prix : 180.00 CHF TVA incluse

PÉDALIER D'EXERCICE



PÉDALIER D'EXERCICE AVEC DISPLAY

En stock

- Largeur : 37cm
- Profondeur : 49.5cm
- Hauteur : 23.5cm

UGS : 90004

Prix : ~~69.00~~ CHF TVA incluse

LIQUIDATION
CHF41.40 ttc
-40%



PÉDALIER D'EXERCICE DELUXE

En stock

- Largeur : 41cm
- Profondeur : 51cm
- Hauteur : 32cm
- Poids : 2.5kg

UGS : 90005

Prix : ~~69.00~~ CHF TVA incluse

LIQUIDATION
CHF41.40 ttc
-40%



PÉDALIER D'EXERCICE OXYCYCLE

- Poids : 8kg
- Energie : 60W
- Dimensions : 50x46x38cm

LIQUIDATION
UGS.90011
CHF276.00 ttc

Image	UGS	Option	Prix
	90011	Patient passif - <i>En stock</i>	345.00 CHF TVA Inclusive
	90013	Patient actif et passif – <i>Sur Commande</i>	629.00 CHF TVA Inclusive

Prix : 345.00 CHF – 629.00 CHF TVA incluse

VIE PRATIQUE



BALLE DE MASSAGE À PICOTS

En stock

- Diamètre : 9cm
- Couleur : Rouge

UGS : 90014

Prix : ~~20.00~~ - 10.00 CHF TVA incluse

PROMOTION
CHF 10.00 ttc



WRITING-BIRD, AIDE À L'ÉCRITURE

En stock

- Réduit l'effort nécessaire pour tenir un stylo
- Utilisation simple et confortable
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Idéal pour écrire ou dessiner

UGS : 90006

Prix : 99.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



CUILLERE ANTI-TREMBLEMENT ELISPOON

En stock

- Dimensions : Long. 20 x larg. 9.5 cm
- Poids 70g
- Garantie lave-vaisselle
- Acier inox et plastique hypoallergénique

UGS : 90016

Prix : 139.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU



BROYEUR ET COUPE COMPRIME EVO

En stock

- Indispensable pour la prise de médicaments
- Poids : 65g
- Compartiment pour conserver les médicaments
- 2-en-1 : broie et coupe net les comprimés

UGS : 90017

Prix : 12.90 CHF TVA incluse

NOUVEAU



TABOURET PROTEGE GENOUX DE JARDIN

En stock

- 2 positions : Agenouilleur ou siège
- Poids : 3,1kg
- Pliage à plat pour rangement facilité
- 2-Pochette à outils incluse
- Poignées latérales pour faciliter le relevage

UGS : 90007

Prix : 49.00 CHF TVA incluse

NOUVEAU