


ABGEWINKELTER HALTEGRIFF 90° RECHTS AUS RUTSCHFESTEM STAHL

UGS: 10151
~~60.00 CHF~~ Ursprünglicher Preis war:
60.00 CHF40.00 CHFAktueller Preis ist:
40.00 CHF. TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Breite: 30 cm
- Höhe: 61 cm
- Tiefe: 7 cm
- Farbe: Stahl
- Gewicht: 1,1 kg
- Materialien: Stahl
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Categories: 1. Bad/Dusche/WC, Haltegriff

ABGEWINKELTER HALTEGRIFF 90° RECHTS AUS RUTSCHFESTEM STAHL – STABIL, ROBUST UND AUF SPEZIFISCHE BEDÜRFNISSE ABGESTIMMT

Der **abgewinkelte Haltegriff 90° rechts aus rutschfestem Stahl** wurde entwickelt, um zuverlässigen Halt im Bad oder in der Toilette zu bieten. Seine rechtwinklige Form ermöglicht einen doppelten Griff auf zwei Ebenen, was die Stabilität erhöht und Sitz-zu-Stand-Transfers erleichtert.

Diese Ausführung ist rechts ausgerichtet und damit ideal für Installationen, bei denen rechts eine Abstützung erforderlich ist. Sie eignet sich daher perfekt für Rechtshänder oder je nach Raumkonfiguration.

Seine **Stahlkonstruktion** gewährleistet eine hervorragende Langlebigkeit, auch in feuchter Umgebung. Die **Wandbefestigung** erfolgt einfach an einer Vollwand und garantiert eine sichere und stabile Installation.

Eigenschaften des abgewinkelten Haltegriffs rechts:

- Rechtwinkel (90°) nach rechts ausgerichtet
- Solide Metallkonstruktion
- Wandbefestigung (Standard-Schrauben enthalten)
- Ideal für Badezimmer, WC oder barrierefreie Bereiche
- Feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen

Eine dezente und effektive seitliche Stütze

Der **abgewinkelte Haltegriff 90° rechts aus rutschfestem Stahl** erhöht die Sicherheit in

Sanitärräumen und bietet gleichzeitig täglich komfortablen, ergonomischen Halt.

Bestellen Sie Ihren Wandhaltegriff – schnelle Lieferung in der Schweiz!