ABNEHMBARES UND VERSTELLBARES BETTGITTER

UGS: 30039
299.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe ab Matratzenbasis: 58,4 cm
- Abstand zwischen den Schienen: 7,6 cm
- Verstellbare Länge: 66–86,3–106,6 cm
- Gewicht: 6,35 kg

Categories: 3. Ruhe, Bettschiene

VERSTELLBARES BETTGITTER – SICHERHEIT UND KOMFORT

Das **abnehmbare und verstellbare Bettgitter** sorgt für einen ruhigen Schlaf, indem es nächtliche Stürze verhindert. Es dient auch als Stütze, um sich im Bett leichter neu zu positionieren.

Hauptmerkmale:

- **Abnehmbar**: Lässt sich bei Nichtgebrauch leicht entfernen.
- **Verstellbar**: Höhe und Position für Ihren Komfort anpassbar.
- **Schnelle Montage**: Ohne Rahmen, wird direkt an Matratze und Lattenrost befestigt.
- **Beidseitig verwendbar**: Für mehr Flexibilität auf beiden Bettseiten geeignet.
- **Robustes Material**: Metallrohr mit Epoxidbeschichtung für Langlebigkeit und Hygiene.

Nicht kompatibel mit Betten mit Rahmen. Diese Bettschiene bietet Ihnen täglich zuverlässigen und beruhigenden Halt.

Bestellen Sie jetzt Ihre abnehmbare und verstellbare Bettschiene für sicheren Halt!