

UNTERARMGEHSTÜTZE MIT ANATOMISCHEN & WEICHEN GRIFFEN (PAAR) – GRAU

UGS: 20074

SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 76–96 cm
- Unterarmlänge: 23 cm
- Unterarmbreite: 9 cm
- Farbe: Je nach Modell
- Max. Benutzergewicht Nutzer: 140 kg
- Weicher anatomischer Griff

Categories: 2. Mobilität, Unterarmgehstütze

UNTERARMGEHSTÜTZE MIT ANATOMISCHEM & WEICHEM GRIFF (PAAR) – KOMFORT UND ERGONOMISCHER HALT

Die **Unterarmgehstütze mit anatomischem & weichem Griff (Paar)** ist ideal für Personen, die eine stabile und gleichzeitig angenehm zu bedienende Gehhilfe suchen. Dank ihres **weichen Griffs**, der sich perfekt an die Handform anpasst, reduziert sie Druckstellen und verbessert den Komfort auch bei längerem Gebrauch.

Dieses Gehstützenpaar ist mit einem **Rohr aus eloxiertem Aluminium** ausgestattet, das zugleich robust und leicht ist. Die **Höhe ist verstellbar**, um sich problemlos an die Körpergrösse jedes Benutzers anzupassen. Ob zur Rekonvaleszenz oder als tägliche Gehhilfe – dieses Modell vereint Ergonomie, Sicherheit und Langlebigkeit.

Erhältlich in – **Grau** – fügt sich die **Unterarmgehstütze mit anatomischem & weichem Griff** diskret in Ihren Alltag ein und bietet Ihnen zuverlässigen und komfortablen Halt.

Hauptmerkmale:

- Weicher anatomischer Griff für besseren Halt
- Höhenverstellbar nach Ihren Bedürfnissen
- Rohre aus grau eloxiertem Aluminium, robust und leicht
- Ergonomisches Design, für Links- und Rechtshänder
- Farbe: Grau

Eine Gehstütze, die sich Ihrer Hand anpasst

Wählen Sie die **Unterarmgehstütze mit anatomischem & weichem Griff (Paar)**, um Komfort, Praktikabilität und Ästhetik zu vereinen. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!**