

ANTI-REFLUX-URINAL URSEC – MANN / FRAU

UGS: 50004
53.50 CHF – 66.00 CHFPreisspanne:
53.50 CHF bis 66.00 CHF TVA incluse

EIGENSCHAFTEN

- **Fassungsvermögen:** 1 Liter
- **Material:** Polypropylen
- **Pflege:** Reinigung mit Bleichmittel oder Sterilisation bis 130 °C
- **Verwendung:** Mann oder Frau
- **Option für Frauen:** Abnehmbarer weiblicher Trichter

Categories: 5. Hygiene/Inkontinenz, Inkontinenz

ANTI-REFLUX-URINAL URSEC – MANN / FRAU

Das **URSEC Urinal** ist ein Sicherheitsurinal, das entwickelt wurde, um das Risiko von Leckagen und Verschütten zu begrenzen. Sein **verschraubtes Anti-Reflux-System** hält den Inhalt zurück, selbst wenn das Urinal gekippt wird, für eine sicherere Anwendung im Bett oder im Rollstuhl.

Transparent und graduiert ermöglicht es eine einfache Kontrolle des Füllstands. Sein ergonomischer und umkehrbarer Griff erleichtert die Einhandbedienung.

Für Frauen kann das Urinal mit dem **abnehmbaren weiblichen Trichter** ausgestattet werden, der speziell für eine komfortable und angepasste Nutzung entwickelt wurde.

STÄRKEN

- Verschraubtes Anti-Reflux-System
- Fassungsvermögen: **1 Liter**
- Einhandbedienung
- Transparenter und graduierter Körper
- Abnehmbarer, umkehrbarer und phosphoreszierender Griff
- Ohne Deckel oder Kappe zu handhaben
- Leicht zu reinigen
- Sterilisierbar bis **130 °C**
- Herstellung aus Polypropylen
- Frauenversion mit **optionalem abnehmbaren weiblichen Trichter**
- Wiederverwendbar

- Kompatibel mit dem Universal-Urinalhalter URSEC UGS.50007

SKU	Preis	Description	Option
50004	66.00 CHF TVA incluse		Buchsenadapter
50004	53.50 CHF TVA incluse		Ohne Option







