AUFRICHTHILFE

UGS: 30011
119.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Länge Basis: 60 cm
- Breite Basis: 70 cm
- Höhe: 50 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzer: 190 kg
- Farbe: Weiß

Categories: 3. Ruhe, Aufrichthilfe

BETT-AUFRICHTHILFE – STABILITÄT UND KOMFORT

Die **Aufrichthilfe** für das Bett mit breiter Basis ist für maximale Stabilität und optimale Unterstützung konzipiert. Sie lässt sich einfach unter die Matratze schieben und wird mit Gurten für verstärkten Halt geliefert.

Hauptmerkmale der Aufrichthilfe:

- **Breite Basis**: Bietet bessere Stabilität für sichere Unterstützung.
- **Einfache Installation**: Lässt sich problemlos unter die Matratze schieben für einfache Montage.
- **Verbreiterter Rahmen**: Bietet grössere Stabilität während der Nutzung.
- **Stahlrohr**: Verchromte und kunststoffbeschichtete Oberfläche für erhöhte Langlebigkeit.
- **Mit Gurten geliefert**: Garantiert verstärkten und sicheren Halt.

Die **Aufrichthilfe** ist ideal, um Benutzern beim Aufrichten zu helfen und die Sicherheit im Bett zu verbessern. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Nutzung.

Bestellen Sie jetzt Ihre Aufrichthilfe für mehr Komfort und Unterstützung!

