

AUFSTEHSESSEL COMFORT PREMIUM – 3 MOTOREN – MOBIO

UGS: 30054-55
2'999.00 CHF TVA incluse

TECHNISCHE DATEN

- **Gesamtabmessungen, Länge × Breite × Höhe:** 80 × 67 × 114 cm
- **Sitzbreite:** 52 cm
- **Sitzhöhe:** 49 cm
- **Sitztiefe:** 50 cm
- **Rückenhöhe:** 75 cm
- **Anzahl Motoren:** 3 unabhängige Motoren
- **Kopfstütze:** manuell verstellbar
- **Zero-Gravity-Funktion:** ja
- **Elektrische Aufstehhilfe:** ja
- **Maximale Belastbarkeit:** 160 kg
- **Geografische Verfügbarkeit:** nur Schweiz

Categories: 3. Ruhe, Aufstehsessel

Dieses Produkt ist **ausschließlich auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **1 bis 2 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

AUFSTEHSESSEL COMFORT PREMIUM - 3 MOTOREN -

Der **Comfort Premium von Mobio** ist ein hochwertiger Aufstehsessel mit **drei unabhängigen Motoren**. Er ermöglicht die separate Verstellung von Rückenlehne, Beinauflage und Aufstehhilfe, um eine komfortable und individuell angepasste Position zu erreichen.

Seine ergonomische Sitzfläche, die Zero-Gravity-Position und die manuell verstellbare Kopfstütze machen ihn zu einer geeigneten Lösung sowohl für die tägliche Erholung als auch für Pflegeumgebungen.

Höchster Komfort und zeitgemäßes Design

Der Aufstehsessel **Comfort Premium** vereint ergonomischen Komfort, fortschrittliche Technologie und skandinavisches Design. Er unterstützt den Nutzer beim Hinsetzen und Aufstehen und bietet gleichzeitig mehrere Entspannungspositionen.

Dank seiner **drei unabhängigen Motoren** können Rückenlehne, Beinauflage und Aufstehmechanismus präzise eingestellt werden. Der Nutzer kann so eine geeignete Position zum

Lesen, Entspannen, für hochgelagerte Beine oder zum Ausruhen wählen.

Die **Zero-Gravity-Position** fördert eine gleichmäßigere Verteilung des Körpergewichts und trägt zur Reduzierung von Druckpunkten bei. Die großzügige Sitzfläche und die hohe Rückenlehne gewährleisten eine gute Unterstützung im Alltag.

Der Sessel verfügt zudem über eine **manuell verstellbare Kopfstütze**, die es ermöglicht, die Unterstützung von Kopf und Nacken je nach gewählter Position anzupassen.

Mit seiner maximalen Belastbarkeit von **160 kg** eignet sich der Comfort Premium sowohl für den privaten Gebrauch als auch für bestimmte medizinisch-soziale oder pflegerische Umgebungen.

STÄRKEN

- Elektrischer Premium-Aufstehsessel
- Drei unabhängige Motoren
- Präzise Verstellung von Rückenlehne und Beinauflage
- Aufstehhilfe erleichtert den Übergang in die stehende Position
- **Zero-Gravity-Position**
- Ergonomische und großzügige Sitzfläche
- Hohe Rückenlehne für gute Unterstützung
- Manuell verstellbare Kopfstütze
- Modernes skandinavisches Design
- Mehrere Entspannungspositionen
- Geeignet für den Einsatz zu Hause oder in Einrichtungen
- **Maximale Belastbarkeit 160 kg**

VERFÜGBARE BEZÜGE

- **Kunstleder Schwarz** – Art.-Nr.
- **Kunstleder Grau** – Art.-Nr.
- **Mikrofaser Anthrazit** – Art.-Nr.

SKU	Preis	Description	Modèle
30070-1	2'999.00 CHF TVA incluse		Kunstleder Schwarz
30070-2	2'999.00 CHF TVA incluse		Kunstleder Grau
30070-3	2'999.00 CHF TVA incluse		Mikrofaser Anthrazit




